



# LIGNES DE LABORATOIRE

## RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



**Kalstein**

*Un accompagnement différent, à votre service*



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

**-60°C Biomédical congélateur thoracique à ultra basse température**

**Modelé YR05315**



### Description du produit:

-60°C Congélateur Coffre Pour Stocker Les Vaccins, Germes, Erythrocytes Et Cuits Dans Le Laboratoire Hospitalier. Contrôle par microprocesseur, plage de température réglable : -25 °C à -60 °C peut régler la température dont vous avez besoin pour obtenir les conditions de stockage dont vous avez besoin.



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S.**



## KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

-60°C Biomédical congélateur thoracique à ultra basse température

Modelé YR05315



<b>Modèle</b>		YR05315
<b>Spécifications</b>	Étagère/tiroir	/
	Méthode de refroidissement	Refroidissement direct
	Dégivrer	Manuel
	Réfrigérant	HFC
	Consommation d'énergie (kWh/24h)	3.2
	Bruit (db)	53
	Température ambiante(°C)	10~32°C
	Plage de température(°C)	-25~60°C
<b>Système de refroidissement</b>	Marque de compresseur/QTÉ	CUBIGEL/1
	Capteur	NTC
	Contrôleur de température	Microprocesseur
	Afficher	Affichage numérique
<b>Pouvoir</b>	Tension/fréquence(V/Hz)	220/50Hz
	Puissance(W)	380W
	Courant(A)	2.05A
<b>Matériel</b>	Matériau intérieur	Acier inoxydable
	Matériel extérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Isolation	PURF
<b>Taille</b>	Capacité(L/cu.ft)	105/3.70
	NT./GT.(kg)	61/72.5
	Taille extérieure(W*D*H)(mm)	685*645*930
	Taille intérieure(W*D*H)(mm)	480*380*665
	Taille de l'emballage(W*D*H)(mm)	750*730*1040
	CBM	0,57
	20GP/40GP/40HQ	24/48/48
<b>Alarme</b>	Haute/basse température	Oui
	Erreur de capteur	Oui
	Défaillance du thermostat	Oui
	Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)	12h
<b>Accessoires</b>	Castor	Oui
	Porte intérieure	/
	Trou d'essai QTÉ/diamètre	1/25MM
	port USB	/
	Enregistreur de température	Optionnel
	Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)	/
<b>Autre</b>	Certificat	ISO9001,13485,14
		001,CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
https://kalstein.eu  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

