



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

1006L Réfrigérateur médical de pharmacie, Réfrigérateur de catégorie d'hôpital

Modèle YR05087-1



Description du produit:

YR05087-1 2 ~ 8 degrés Promed 1006L LED réfrigérateur médical de pharmacie d'affichage numérique pour laboratoire/hôpital. Les réfrigérateurs de pharmacie conviennent à l'installation dans les pharmacies, les sociétés pharmaceutiques, les hôpitaux, les centres de prévention des épidémies et les cliniques.

Sécurité:

Équipé d'un système d'alarme de température complet avec avertisseur sonore et lumière clignotante visible Capable d'alerter les pannes dues à une erreur de capteur de température élevée et basse, à une porte entrouverte, à une panne de courant et à une batterie faible. Équipé d'un système d'alarme de

Design ergonomique

- ✓ Conception optimisée de l'utilisation de l'espace avec une hauteur d'étagère à plusieurs niveaux et réglable pour répondre aux besoins de stockage de produits pharmaceutiques de différents types.
- ✓ Verrouillage de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé
- ✓ Conception de roulettes et pieds de nivellement
- ✓ Éclairage intérieur à DEL

Fiabilité et fonctionnalités clés:

- ✓ Compresseur spécialisé à haut rendement avec une fiabilité sur le terrain connue
- ✓ Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour plus de sécurité et de longévité
- ✓ Refroidissement à air forcé avec système de distribution d'air optimisé conçu
- ✓ Pour obtenir une uniformité et une stabilité maximales de la température
- ✓ Conception optimisée du système de réfrigération pour un refroidissement plus efficace et
- ✓ Prompt rétablissement
- ✓ Variation de température dans $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Plage de température réglable 2-8 $^{\circ}\text{C}$
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage numérique et réglage de la température avec un incrément de 0,1 $^{\circ}\text{C}$
- ✓ Grand écran d'affichage numérique



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

1006L Réfrigérateur médical de pharmacie, Réfrigérateur de catégorie d'hôpital

Modèle YR05087-1



Description du produit:

Modèle	YR05087-1	
Spécifications	Étagère/tiroir	Étagères/10
	Méthode de refroidissement	Système de refroidissement à air forcé
	Dégivrer	Auto
	Réfrigérant	R600a
	Consommation d'énergie (kWh/24h)	6.23
	Bruit (db)	53
	Température ambiante(°C)	10~32°C
	Plage de température(°C)	2~8°C
Système de refroidissement	Marque de compresseur/QTÉ	Marque de Chine/1
	Type de capteur	NTC
	Contrôleur de température	Microprocesseur
	Afficher	Affichage numérique
Pouvoir	Tension/fréquence(V/Hz)	220/50Hz
	Puissance(W)	425W
	Courant(A)	2.4A
Matériel	Matériau intérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Matériel extérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Isolation	PURF
Taille	Capacité(L/cu.ft)	1006/35.52
	NT./GT.(kg)	189/213
	Taille extérieure(W*D*H)(mm)	1240*820*1900
	Taille intérieure(W*D*H)(mm)	1100*684*1325
	Taille de l'emballage(W*D*H)(mm)	1335*945*2000
	CBM	2.52
	20GP/40GP/40HQ	18/8/2018
Alarme	Haute/basse température	Oui
	Panne électrique	Oui
	Défaillance du thermostat	Oui
	Alarme de panne de batterie de secours	/
	Alarme défaut condenseur	/
	Températures ambiantes	/
	Alarme d'anomalie de tension	/
	Porte entrouverte	Oui
	Alarme anormale du système	/
	Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)	8h
Accessoires	Le pied	/
	Castor	Oui
	Porte extérieure/Type	2/Porte vitrée chauffante à rebond automatique
	Verrou	2
	Trou d'essai QTÉ/diamètre	1/25mm
	Lampe	DIRIGÉ
	port USB	/
	Enregistreur de température	Optionnel
	Port d'alarme à distance	Oui
	Connexion RS232/485	/
Autre	Certificat	ISO9001/13485/14001; CE



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is why most microscopes are housed in a controlled environment such as a laboratory refrigerator.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment that you need to maintain in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

