



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

316L 2-8C vertical de qualité médicale réfrigérateur pharmaceutique

Modelé YR05288



Description du produit:

Réfrigérateur vertical YR05288 316L 2 ~ 8 C, réfrigérateur médical pour réfrigérateur de pharmacie pour plasma, médicaments, vaccins, etc.

Sécurité:

Équipé d'un système d'alarme de température complet avec avertisseur sonore et lumière clignotante visible Capable d'alerter les pannes dues à une erreur de capteur de température élevée et basse, à une porte entrouverte, à une panne de courant et à une batterie faible

Conception humanisée

- ✓ Conception optimisée de l'utilisation de l'espace avec une hauteur d'étagère à plusieurs niveaux et réglable pour répondre aux besoins de stockage de produits pharmaceutiques de différents types. Verrouillage de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé
- ✓ Conception de roulettes et pieds de nivellement
- ✓ Éclairage intérieur à DEL
- ✓ Les réfrigérateurs de pharmacie conviennent à l'installation dans les pharmacies, les sociétés pharmaceutiques, les hôpitaux, les centres de prévention des épidémies et les cliniques.

Fiabilité et fonctionnalités clés:

- ✓ Compresseur spécialisé à haut rendement avec une fiabilité sur le terrain connue
- ✓ Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour plus de sécurité et de longévité
- ✓ Refroidissement à air forcé avec système de distribution d'air optimisé conçu
- ✓ Pour obtenir une uniformité et une stabilité maximales de la température
- ✓ Conception optimisée du système de réfrigération pour un refroidissement plus efficace et
- ✓ Prompt rétablissement
- ✓ Variation de température dans $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Plage de température réglable 2-8°C
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage numérique et réglage de la température avec un incrément de 0,1 °C
- ✓ Grand écran d'affichage numérique



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

316L 2-8C vertical de qualité médicale réfrigérateur pharmaceutique

Modelé YR05288



Description du produit:

Modèle	YR05288
Performance	
Écart de température	+2~+8°C
Température ambiante	10~32°C
Manette	Microprocesseur
Afficher	Affichage numérique
Système de réfrigération	
Compresseur	1
Réfrigérant	R290
Type de refroidissement	Refroidissement à air forcé
Type de dégivrage	sans givre
Alarme	
Haute/basse température	Oui
Panne électrique	Oui
Porte entrouverte	Oui
Défaillance du thermostat	Oui
Accessoires	
Roulette	4
Lampe	DIRIGÉ
Porte	1/Porte vitrée
Étagère	5
Trou d'essai	1/25mm
Enregistreur de température	Optionnel
Données électriques	
Alimentation (V/Hz)	220/50~60 ; 115/60
Puissance nominale(W)	240W
Courant électrique(A)	1.2
Consommation d'énergie	1.78kWh/24h
Dimensions	
Capacité	316L
Taille intérieure (W•D•H)	540*425*1380mm
Taille extérieure (W•D•H)	660*555*1915mm
Taille de l'emballage (L•P•H)	710*640*1970mm
Nt/Gt (environ)	92.5/100kg
Quantité de chargement(20'/40'/40H)	27/54/54



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing objects that are too small to be seen by the naked eye. This is a common piece of laboratory equipment used for scientific research.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food, medicine, and other perishable items. It is a common piece of laboratory equipment used for scientific research.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

