



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs**588 Liters en acier pulvérisé couleur Freezer droit de laboratoire****Modelé YR05303****Description du produit:**

-86°C ULT congélateur est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis. Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques, les instituts de génie biologique et les entreprises de pêche maritime.

Congélateur ultra basse température à système double -86°C:

- ✓ Le double système signifie une assurance supplémentaire pour la température. Chaque système de réfrigération indépendant peut maintenir -80°C séparément.
- ✓ Deux systèmes de réfrigération indépendants sont conçus pour assurer une fiabilité, une longévité et une efficacité optimales. En fonction des demandes de charge et des conditions ambiantes, un ou les deux systèmes de réfrigération fonctionneront à la demande, garantissant que les échantillons sont entièrement protégés dans les pires conditions possibles.

Fiabilité éprouvée déposée:

- ✓ Conception unique de porte intérieure isolée pour quatre compartiments de stockage séparés afin de minimiser l'accumulation de givre à l'intérieur de la chambre.
- ✓ Conception de système de contrôle spécialisé pour un fonctionnement bien équilibré du système de réfrigération double.
- ✓ Dossier de fiabilité prouvé positif déposé.

Sécurité:

- ✓ Alarmes de dysfonctionnement, y compris température élevée et basse, panne de courant, erreur de capteur, nettoyage du filtre et température ambiante extrêmement élevée, tension anormale, panne du thermostat, batterie faible, nettoyage du condenseur, porte entrouverte.
- ✓ Capable de produire deux types de sorties d'alarme, un avertisseur sonore et une lumière clignotante visible.
- ✓ Fonction d'ouverture de porte standard et port USB pour le téléchargement de la date de température standard sur les modèles verticaux.
- ✓ Contacts d'alarme à distance.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

588 Liters en acier pulvérisé couleur Freezer droit de laboratoire

Modelé YR05303



Modèle		YR05303	
Spécifications	Tablette/tiroir QTÉ	Etagère inox/3	
	Refroidissement	Refroidissement direct	
	Dégivrer	Manuel	
	Réfrigérant	Mixte-gaz	
	Consommation électrique (kWh/24h)	16.5	
	Bruit (db)	53	
	Température ambiante (°C)	10~32°C	
	Plage de température (°C)	-40~-86°C	
Système de refroidissement	Marque de compresseur/QTÉ	SECOP/2	
	Capteur	CTP	
	Contrôleur de température	Microprocesseur	
	Afficher	affichage LCD	
Pouvoir	Tension/fréquence (V/Hz)	220/50Hz	
	Puissance (W)	1500W	
	Courant (A)	9.1A	
Matériel	Matériau intérieur	Acier inoxydable	
	Matériel extérieur	Acier pulvérisé de couleur	
	Isolation	PURF	
Taille	Capacité(L/cu.ft)	588	
	NT./GT.(kg)	297,5/358,5	
	Taille extérieure (L*P*H) (mm)	885*1100*1995	
	Dimensions intérieures (L*P*H) (mm)	606*738*1310	
	Taille de l'emballage (L*P*H) (mm)	970*1140*2190	
	CBM	2.42	
Racks surgelés	20GP/40GP/40HQ	24/12/2024	
	Supports	16(5X5)	
	Boîtes (2 Pouces)	400	
	Échantillons (2 ml)	40000	
Alarme	Haute/basse température	Oui	
	Panne électrique	Oui	
	Tension anormale	Oui	
	Erreur de capteur	Oui	
	Vérification de l'écran du filtre	Oui	
	Défaillance du thermostat	Oui	
	Batterie faible	Oui	
	Condenseur propre	Oui	
	Température ambiante élevée	Oui	
	Porte entrouverte	Oui	
	Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)	72h	
	Accessoires	Castor	Oui
		Porte intérieure	2
Trou d'essai QTÉ/diamètre		1/25MM	
port USB		Oui	
Enregistreur graphique		/	
Enregistreur de données		Optionnel	
Port d'alarme à distance		Oui	
Optionnel	Système de secours CO2	Optionnel	
	Système de secours LN2	Optionnel	
Autre	Certificat	ISO.CE	



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing objects that are too small to be seen by the naked eye. This is a common piece of laboratory equipment used for scientific research.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing laboratory equipment that needs to be maintained in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

