



SECTEUR VÉTÉRINAIRE

ANALYSEURS VÉTÉRINAIRES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective correcte de vos équipements, grâce à aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Analyseurs Vétérinaires

Analyseur Automatique de Chimie Vétérinaire

Model YR06168



Description du produit:

- ✓ logiciel vétérinaire spécialisé
- ✓ 8 réglages d'animaux prédéfinis et nombre illimité de réglages d'animaux définis par l'utilisateur
- ✓ Débit jusqu'à 100 tests par heure
- ✓ Économie de main-d'œuvre, programmation simple et fonctionnement réel sans surveillance
- ✓ Système de réactifs ouvert, système fermé sur demande
- ✓ Micro-volume pour échantillon et réactif
- ✓ Position de l'échantillon et position du réactif



Modèle	YR06168
Volume du réactif:	R1: 180-450uL, 0. 1uL ajustable R2: 3-250uL, 0.1uL ajustable
Position de réaction:	90 cuvettes, 10 cuvettes / bande
Cuvette:	longueur optique de 5mm
Volume de réaction:	180-500 uL
Température de réaction:	37°C
Lampe:	Lampe halogène
Gamme d'absorbance:	0-3.500Abs
Longueurs d'onde:	8 longueurs d'onde de 340-700 nm
Résolution:	0.0001Abs
Source d'alimentation:	DC 110V/220V, 50HZ/60Hz
Dimension	L*L*A (mm): 630*480*510
Poids net:	70kg
Volume d'échantillon:	3-45uL, 0.1uL ajustable
positions pour réactifs	26
Température réfrigérée:	4-15°C



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
 +33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

