



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DU LABORATOIRE
ANALYSEUR
DE COAGULATION



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Analyseurs

Analyseur de Coagulation Automatisé

Modèle YR05118



Description du produit :

- ✓ C'est un instrument analytique de lecture à deux canaux pour une utilisation clinique spécifique en hémostase, il peut être largement appliqué dans le domaine du diagnostic clinique des hémorragies et des maladies thrombotiques, thrombolytiques et pour le traitement avec des anticoagulants ainsi que pour le suivi et l'observation des effets curatifs.
- ✓ Il collecte les données de l'échantillon par le principe de l'induction photo et de multiples tests programmables peuvent être configurés avec une grande capacité de stockage de données historiques.
- ✓ Il est pratique pour les institutions médicales de mettre en œuvre l'inspection des thrombus et de l'hémostase, ils peuvent également fournir des indices de référence pour le diagnostic des hémorragies et des maladies thrombotiques, le suivi de la thrombolyse, le traitement par anticoagulation et les effets curatifs ; avec deux canaux de lecture, de multiples tests programmables peuvent être configurés avec une grande capacité de stockage de données historiques.
- ✓ La gestion des données et l'analyse peuvent être effectuées via un ordinateur connecté à l'instrument à l'aide d'un système de gestion de laboratoire de coagulation.



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Analyseurs

Analyseur de Coagulation Automatisé

Modèle YR05118



Spécifications techniques :

Modèle:	YR05118
Principe:	Lumière diffusée avec analyse en pourcentage
Canal de test:	2 canaux
Source de lumière:	Détecteur LED durable
Temps d'essai:	Normalement 20 à 60 secondes, temps maximum jusqu'à 600 secondes.
Position de l'échantillon:	4 positions
Position du réactif:	2 positions (1 agitateur magnétique inclus)
Consommation minimale de réactif:	25ul pour APTT/TT/FIB, 40ul pour PT
Mémoire:	6000 résultats de tests
Interface:	RS-232
Affichage:	Affichage LCD
Entrée:	Clavier d'opération facile
Sortie:	Imprimante interne
Poids net:	5 kg
Alimentation électrique:	AC220V±22V,50Hz±1Hz ou AC110V±22V,60Hz±1Hz
Dimensions	L*W*H(mm): 280*310*160mm



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

| Mail: sales.department@kalstein.eu

| www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+(33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.