



# LIGNES DE LABORATOIRE

## ENCEINTES DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE



**Kalstein**

*Un accompagnement différent, à votre service*



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide


Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Armoire à flux laminaire

Modelé YR05743



### Description du produit:

Il s'agit d'une sorte de banc propre largement utilisé dans les traitements médicaux, les expériences chimiques, les électrons, les machines précises, les instruments, les appareils, la préparation médicale, la salle d'opération, les denrées alimentaires, les boissons, les cosmétiques à usage quotidien, l'élevage et l'aviation, ainsi que pour fournir un nettoyage sans poussière et sans germes. environnement.

### Caractéristiques:

- ✓ Adoption d'un système de porte coulissante à positionnement arbitraire
- ✓ La coque est soudée par des plaques laminées à froid, la surface est pulvérisée électro statiquement et la surface de travail est en acier inoxydable brossé SUS304, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
- ✓ Les systèmes d'éclairage et de stérilisation sont verrouillés en toute sécurité et ont la fonction de synchronisation de la lampe ultraviolette
- ✓ Interface de contrôle LCD à affichage numérique, conception plus conviviale.
- ✓ Le plateau de table quasi-fermé vertical et la formation d'un rideau d'air à flux descendant dans la salle d'opération empêchent efficacement l'entrée d'air extérieur et la zone d'opération est propre.
- ✓ Équipé d'un filtre HEPA et d'un filtre primaire pour la filtration préliminaire, qui prolongent efficacement la durée de vie du filtre à haute efficacité.

<b>Modèle</b>	YR05743
<b>Arrivée d'air</b>	Alimentation en air verticale
<b>Degré de propreté</b>	Classe 100 (fédéral américain 209E)
<b>Nombre de colonies</b>	≤0.5pcs/plat-heure (plat de culture Ø90mm)
<b>La vitesse moyenne du vent</b>	0.25-0.45m/s
<b>Bruit</b>	≤62dB (A)
<b>Source de courant</b>	AC monophasé 220V /50Hz
<b>Demi-pic de vibration</b>	≤0.5µM (direction x, y, z)
<b>Éclairage</b>	≥300LX
<b>Max. Consommation d'énergie</b>	800W
<b>Dimension de la zone de travail</b>	1370x650x580
<b>(W*D*H)(mm)</b>	
<b>Dimension hors tout (L*P*H)(mm)</b>	1530x690x1600
<b>Spécification et quantité</b>	1355x555x50 x 1
<b>de filtre à haute efficacité</b>	
<b>Spécification et quantité</b>	12 W x 1 / 30 W x 1
<b>de lampe fluorescente/lampe UV</b>	
<b>Personnes concernées</b>	Trois personnes – Un seul côté



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
https://kalstein.eu  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

