



# LIGNES DE LABORATOIRE

## ARMOIRE DE STOCKAGE DE SECURITE



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Armoire De Stockage De Sécurité

Armoire Antidéflagrante de 30 Gallons

Modelé YR05469 // YR05469-2





### Description du produit:

- ✓ Spray de protection de l'environnement, forte isolation.
- ✓ Attelage trois points, double verrouillage
- ✓ Stratifié réglable à haute capacité de charge
- ✓ Mise à la terre électrostatique, mise à niveau de sécurité
- ✓ Trois couleurs, chacune avec ses propres atouts..

### Caractéristique:

- ✓ Double serrure sûre et fiable : Deux serrures, deux gestionnaires. Double sécurité, cadenas et serrure d'armoire, gestion standardisée, facteur de sécurité amélioré.
- ✓ Poteau de verrouillage solide à trois points: structure de verrouillage à languette de serrure de porte d'armoire à trois points, colonnes de verrouillage à noyau solide à trois points en haut, au milieu et en bas pour augmenter la sécurité de l'armoire
- ✓ Événement d'incendie réglable : Les événements d'incendie des deux côtés du corps de l'armoire sont équipés de vannes réglables, qui peuvent être tournées pour contrôler le volume d'air et réduire le risque d'accumulation de gaz nocifs dans l'armoire.
- ✓ Étagères galvanisées étanches aux liquides : de 4 à 110 gallons, quelle que soit leur taille, les étagères sont conçues avec une rainure de guidage étanche aux liquides, qui ne craint pas les fuites. Le stratifié peut être ajusté de haut en bas selon la demande.
- ✓ Antistatique – Chaque modèle est équipé d'un clip de câble de prévention électrostatique standard OSHA. Garantir une utilisation et une gestion sûres



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



# KALSTEIN® Armoire De Stockage De Sécurité

Armoire Antidéflagrante de 30 Gallons

Modelé YR05469 // YR05469-2



### Spécifications techniques:

| Modèle                    | YR05469                              | YR05469-1                            | YR05469-2                        |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensions<br>(H x L x P) | 1118×1090×460                        |                                      |                                  |
| poinds (kg)               | 90                                   |                                      |                                  |
| Le volume                 | 30GAL / 114GAL                       |                                      |                                  |
| type de porte             | Double porte / Manuelle              |                                      |                                  |
| La description            | Jaune pour les liquides inflammables | Rouge pour les liquides combustibles | Bleu pour les liquides corrosifs |
| étagère réglable          | 1 couche                             |                                      |                                  |



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

