



# LIGNES DE LABORATOIRE

## ARMOIRE DE STOCKAGE DE SECURITE



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Armoire De Stockage De Sécurité

Armoire antidéflagrante 12-15 gallons

Modelé YR05466 // YR05467





### Description du produit:

- ✓ Spray de protection de l'environnement, forte isolation.
- ✓ Attelage trois points, double verrouillage
- ✓ Stratifié réglable à haute capacité de charge
- ✓ Mise à la terre électrostatique, mise à niveau de sécurité
- ✓ Trois couleurs, chacune avec ses propres atouts.

### Caractéristique:

- ✓ Double serrure sûre et fiable : Deux serrures, deux gestionnaires. Double sécurité, cadenas et serrure d'armoire, gestion standardisée, facteur de sécurité amélioré.
- ✓ Poteau de verrouillage solide à trois points: structure de verrouillage à languette de serrure de porte d'armoire à trois points, colonnes de verrouillage à noyau solide à trois points en haut, au milieu et en bas pour augmenter la sécurité de l'armoire
- ✓ Événement d'incendie réglable : Les événements d'incendie des deux côtés du corps de l'armoire sont équipés de vannes réglables, qui peuvent être tournées pour contrôler le volume d'air et réduire le risque d'accumulation de gaz nocifs dans l'armoire.
- ✓ Étagères galvanisées étanches aux liquides : de 4 à 110 gallons, quelle que soit leur taille, les étagères sont conçues avec une rainure de guidage étanche aux liquides, qui ne craint pas les fuites. Le stratifié peut être ajusté de haut en bas selon la demande.
- ✓ Antistatique – Chaque modèle est équipé d'un clip de câble de prévention électrostatique standard OSHA. Garantir une utilisation et une gestion sûres



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Armoire De Stockage De Sécurité**

Armoire antidéflagrante 12-15 gallons

Modelé YR05466 // YR05467



**Spécifications techniques:**

<b>Modèle</b>	YR05466	YR05466-1	YR05466-2	YR05467	YR05467-1	YR05467-2
<b>Dimensions (H x L x P)</b>	330x330x330			1120x590x460		
<b>poids (kg)</b>	38			Quatre cinq		
<b>Le volume</b>	12 GALLONS / 45 L			15GAL / 56L		
<b>type de porte</b>	Porte simple / Manuelle			Porte simple / Manuelle		
<b>La description</b>	Jaune pour les liquides inflammables	Rouge pour les liquides combustibles	Bleu pour les liquides corrosifs	Jaune pour les liquides inflammables	Rouge pour les liquides combustibles	Bleu pour les liquides corrosifs
<b>étagère réglable</b>	1 couche					



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is a device that uses light or other electromagnetic radiation to illuminate a specimen and create a magnified image of it. This is achieved through a series of lenses or mirrors that collect light from the specimen and project it to the eye or a camera.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food, medicine, and other perishable items. It is a device that uses a refrigerant to cool and maintain a low temperature. This is achieved through a cycle of compression, condensation, expansion, and evaporation. The refrigerator is a key piece of equipment in a laboratory, as it is used to store and maintain a wide range of biological and chemical samples.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

