



# LIGNES DE LABORATOIRE

## AUTOCLAVES



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur à pression cylindrique horizontale

Modelé YR05635 // YR05639



**#Let'sgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tit: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



## KALSTEIN® Autoclave

### Autoclave à vapeur à pression cylindrique horizontale

Modèle YR05635 // YR05639



#### Description du produit:

- ✓ Contrôlé par microprocesseur, l'ajout d'eau, le chauffage, la stérilisation, le séchage et le processus d'évacuation sont entièrement automatiques.
- ✓ Fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements.
- ✓ L'alimentation sera automatiquement coupée et l'eau sera coupée et l'alarme se déclenchera lorsque la machine manquera d'eau.
- ✓ Le mécanisme d'ouverture de la porte ne peut pas être actionné tant que la pression dans la chambre n'est pas réduite à 0,027 MPa. Il ne peut pas démarrer si la porte ne se ferme pas complètement.
- ✓ La soupape de sécurité s'ouvre automatiquement lorsque la pression interne dépasse 0,24 MPa et que la vapeur s'échappe vers le réservoir d'eau.
- ✓ La chambre, la porte, la chemise et le réservoir d'eau sont en acier inoxydable 304.
- ✓ Générateur de vapeur intégré, réservoir d'eau et indicateur de niveau d'eau.
- ✓ Avec deux jauges de température de pression, affichage en temps réel de la température et de la pression de la chambre intérieure et de la chemise.
- ✓ La minuterie ne démarre qu'une fois la température pré-réglée atteinte, garantissant une stérilisation complète.
- ✓ Le dispositif de purge d'air automatique évacue l'air froid de la chambre pour obtenir une vapeur saturée efficace.
- ✓ Équipé d'un port de test PT/TT

#### Système de sécurité:

- ✓ Absence de protection de l'eau potable.
- ✓ Le programme s'arrêtera si le niveau d'eau est inférieur à la limite basse.
- ✓ Le buzzer émet une alarme lorsqu'un cycle de fonctionnement est terminé.
- ✓ Protection automatique contre la surchauffe et la surpression.
- ✓ Protecteur de surintensité.
- ✓ Système de verrouillage de sécurité de porte.
- ✓ Dispositif de protection de sécurité électrique.
- ✓ Soupape de sécurité à déclenchement automatique
- ✓ Soupape d'échappement d'urgence



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



## KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur à pression cylindrique horizontale

Modèle YR05635 // YR05639



### Spécifications techniques:

Modèle	YR05635	YR05636	YR05637	YR05638	YR05639
la pression de travail	0.22Mpa				
Température de travail	134°C				
Plage de température de travail	105-134°C				
temps de stérilisation	0 à 60 minutes				
Temps de séchage	0 à 60 minutes				
chaleur moyenne	±1°C				
Taille de la chambre (mm)	150L / Ø440×1000	200L / Ø500×1000	300L / Ø600×1080	400L / Ø700×1100	500L / Ø700×1300
Taille extérieure (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Taille de l'emballage (mm)	1550×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
GW / NO	320/240kg	350/260kg	465/365 kg	530/420kg	580/470 kg
Énergie	9kw	9kw	12kw	18kw	18kw



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

