



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur à pression verticale avec affichage numérique

Modèle YR05676 // YR05681



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur à pression verticale avec affichage numérique

Modèle YR05676 // YR05681



Description du produit:

- ✓ Structure entièrement en acier inoxydable 304.
- ✓ Mécanisme de verrouillage à écrou papillon.
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage numérique de l'état de fonctionnement : pression, temps, température, code d'erreur, touche tactile.
- ✓ Décharge automatique d'air froid et décharge automatique de vapeur après stérilisation.
- ✓ Joint de type autogonflant.
- ✓ Arrêt automatique avec un bip rappelant après la stérilisation.
- ✓ Une interface de test PT/TT standard est fournie pour des tests pratiques.
- ✓ Avec deux stérilisations en acier inoxydable.
- ✓ Équipé d'un capteur d'eau automatique et d'un indicateur de niveau d'eau.
- ✓ Équipé d'un couvercle de protection.

Dispositif de Sécurité:

- ✓ Absence de protection de l'eau potable
- ✓ Le programme s'arrêtera si le niveau d'eau est inférieur à la limite basse.
- ✓ Protection automatique contre la surchauffe et la surpression.
- ✓ Protecteur de surintensité.
- ✓ Système de verrouillage de sécurité de porte.
- ✓ Soupape de sécurité à déclenchement automatique contre la surpression.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur à pression verticale avec affichage numérique

Modèle YR05676 // YR05681



Spécifications techniques:

Modèle	YR05676	YR05677	YR05678	YR05679	YR05680	YR05681
la pression de travail	0.22MPa					
Température de travail	134°C					
Plage de température de travail	105 – 134°C					
temps de stérilisation	0-99 heures 59 minutes					
précision de la température	0.1°C					
chaleur moyenne	≤1°C					
Écrire	autoclave à vapeur vertical					
Contrôler	Microprocesseur					
Affichage	Écran numérique					
Générateur de vapeur	Générateur de vapeur intégré, acier inoxydable 304					
Matériel	Entièrement en acier inoxydable 304					
Mise en charge	2 paniers en acier inoxydable.					
langage	Anglais					
Tension	110-220V. 50/60Hz					
volume de la chambre	35L / Ø318×	50L / Ø340×	75L / Ø400×	100L / Ø440×	120L / Ø480×660mm	150L / Ø510×740mm
	450mm	550mm	600mm	650mm		
taille du produit	450×450×	510×470×	560×560×	540×560×	600×640×1250mm	670×690×
	1010mm	1130mm	1130mm	1250mm		1330mm
Taille du paquet	570×570×	590×590×	650×650×	680×680×	730×730×	760×760×
	1150mm	1280mm	1280mm	1370mm	1370mm	1370mm
GW/NO	72/56 kg	88/68kg	100/80 kg	110/85 kg	125/100 kg	140/110 kg
Énergie	2.5kw	3.0kw	4.5kw	4.5kw	6.0kw	6.0kw



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

