



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave
Autoclave de Table Classe B
Modèle YR03387 // YR03390



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave de Table Classe B

Modèle YR03387 // YR03390



Description du produit:

Autoclave de table entièrement automatique, triple fractionné pré-vide, fonctionne avec une méthode de précision contrôlant la pression et la température. Les autoclaves de table de 18 litres de 18 litres, de 18 litres, de 18 litres et de 23 litres avec la classe B pré-sous-aspiratoire, conforme à la norme européenne EN13060. Ces autoclaves nécessitent un espace minimal, étant une solution idéale pour les petites entreprises telles que le tatouage, les consultations pédiatriques, les salons de beauté, les vétérinaires et les laboratoires.

Performance excellente:

- ✓ Autoclaves de table entièrement automatiques avec des cycles de stérilisation préprogrammés.
- ✓ Chambre et porte en acier inoxydable, avec finition électropolie.
- ✓ Système de contrôle de haute précision pour des résultats de stérilisation parfaits.
- ✓ Générateur de vapeur indépendant, fournit suffisamment de vapeur pour des cycles plus rapides.
- ✓ Interface amicale pour l'utilisateur, il peut être facilement exploité par l'utilisateur.
- ✓ Écran LCD, affiche en permanence des informations sur le processus de cycle.
- ✓ Réservoir d'eau de type ouvert, cette fonctionnalité facilite le remplissage de l'eau et nettoyer le réservoir.

Surveillance et sécurité:

- ✓ Le cycle ne démarrera pas à moins que la porte soit correctement fermée.
- ✓ Système automatisé avec double dispositif de verrouillage de sécurité empêche la porte de s'ouvrir pendant que la chambre est sous pression (en option).
- ✓ Les vannes de sécurité empêchent le générateur et la surpression de la chambre.
- ✓ Un thermostat de sécurité empêche la surchauffe dans la chambre et le générateur.
- ✓ Un verrou de sécurité automatique empêche l'ouverture accidentelle de la porte pendant le processus de stérilisation.
- ✓ Un protecteur d'électricité coupe automatiquement la puissance si vous avez un court-circuit ou que le fournisseur d'alimentation n'est pas très stable.
- ✓ Alarme de défaillance indique une défaillance du cycle et détaille le code d'erreur.
- ✓ Alarme de porte, indique que la porte n'est pas sécurisée.
- ✓ Alarme d'eau basse, indique lorsque le réservoir d'eau est vide ou trop complet.



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave de Table Classe B

Modelé YR03387 // YR03390



Spécifications techniques:

Numéro de modèle	YR03387	YR03388	YR03389	YR03390
Dimension de la chambre	Ø170x320 mm	Ø200x360 mm	Ø247x350 mm	Ø247x450 mm
Volume de la chambre	8 L	12 L	18 L	23 L
Nombre de plateaux	2/ Max. 3	2/ Max. 3	3/ Max. 5	3/ Max. 5
Matériau des plateaux	Aluminium	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium
Taille des plateaux.	130x265mm	156x295mm	192x285mm	192x380mm
Tension Fréq.	220/110V	220/110V	220/110V	220/110V
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
PUISSANCE.r	2000W	2000W	2000W	2200W
Dimensions hors tout (LxHxP)	420x370x525 mm	420x370x595 mm	490x455x600 mm	490x455x690 mm
Poids	37 kg	40 kg	47 kg	53 kg

Programme	Temp. [°C]	Pression [Mpa]	Temps de stérilisation [min.]	
SOLIDE	134	210	4	
	121	110	20	
LIQUIDE	134	210	10	
	121	110	30	
ENVELOPPÉ	134	210	10	
	121	110	30	
TEXTILE	134	210	10	
	121	110	30	
PRION	134	210	18	
SÉCHAGE	–	–	–	ene-20
ESSAI B&D	134	210	3-may	
ESSAI D'HÉLICE	134	210	3-may	
ESSAI AU VIDE	–	–	–	15-20



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

