



# LIGNES DE LABORATOIRE

## AUTOCLAVES



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Autoclave Autoclave de Table Classe N Modelé YR03395 // YR03400



### #Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



## KALSTEIN® Autoclave Autoclave de Table Classe N Modèle YR03395 // YR03400



### Description du produit:

Il s'agit d'un autoclave semi-automatique « Classe N » qui fonctionne sans générateur de vapeur. Il dispose d'un verrou de sécurité pression qui peut l'empêcher de s'ouvrir si la chambre est sous pression, avec deux programmes de 121°C et 134°C. Avec rinçage à l'eau automatique en option (YR03395, YR03396, YR03397), séchage (uniquement YR03396 et YR03397) et séchage plus (uniquement YR03397). Et le temps de stérilisation et le séchage peuvent être ajustés

### Performance:

- ✓ Deux programmes de 121°C et 134°C peuvent être sélectionnés.
- ✓ écran d'affichage à LED
- ✓ Il peut afficher la température avec une grande précision, qui peut être de 0,01 ° C.
- ✓ Contrôle de température de haute précision.
- ✓ L'eau doit se déposer à l'intérieur de la chambre.
- ✓ Le manomètre indique la pression en permanence.
- ✓ La pression est relâchée automatiquement après le cycle.
- ✓ L'eau est vidangée manuellement

### Sécurité et Surveillance:

- ✓ Un verrou de sécurité de pression empêche l'ouverture si la chambre est sous pression.
- ✓ Protection contre la surchauffe.
- ✓ La soupape de sécurité de pression empêche la surpression dans la chambre.



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Autoclave Autoclave de Table Classe N Modèle YR03395 // YR03400



### Spécifications techniques:

Code de commande	YR03395/YR03398	YR03396 /YR03399	YR03397/YR03400
<b>Dimension de la chambre</b>	230x360mm	230x360mm	230x360mm
<b>Volume de la chambre</b>	16 L	16 L	16 L
<b>Nombre de plateaux</b>	2	2	2
<b>Taille des plateaux</b>	285x192 mm	285x192 mm	285x192 mm
<b>Tension, Fréq.</b>	220/110V, 50/60Hz	220/110V, 50/60Hz	220/110V, 50/60Hz
<b>Pouvoir</b>	1000 watts	1000 watts	1000 watts
<b>Dimensions hors tout (LxHxP)</b>	445x400x605 mm	445x400x605 mm	445x400x605 mm
<b>Décharge automatique</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Séchage</b>	Non	Oui	Oui
<b>Séchage +</b>	Non	Non	Oui
<b>Poids</b>	30kg	31kg	32,5 kg

Temp. [°C]	Pression [Mpa]	Temps de stérilisation [min.]
134	210	10 ~ 20 min réglable
121	110	30 ~ 60 min réglable



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without freezing and without drying.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

