



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave
Autoclave de Table Classe B
Modelé YR03385B // YR03385C



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave de Table Classe B

Modelé YR03385B // YR03385C



Description du produit:

Autoclaves de table 8 litres, 12 litres, 18 litres et 23 litres avec pré-vidé classe B, conformes à la norme européenne EN13060. Ces autoclaves nécessitent un espace minimal, étant une solution idéale pour les petites entreprises telles que le tatouage, les consultations pédiatriques, les salons de beauté, la médecine vétérinaire et les laboratoires.

Performance excellente:

- ✓ Autoclaves de table entièrement automatiques avec cycles de stérilisation préprogrammés.
- ✓ Chambre et porte en acier inoxydable, avec finition électropolie.
- ✓ Système de contrôle de haute précision pour des résultats de stérilisation parfaits.
- ✓ Générateur de vapeur indépendant, fournit suffisamment de vapeur pour des cycles plus rapides.
- ✓ Interface conviviale pour l'utilisateur, il peut être facilement exploité par l'utilisateur.
- ✓ Écran LCD, affiche en continu des informations sur le processus du cycle.
- ✓ Réservoir d'eau de type ouvert, cette fonction facilite le remplissage d'eau et le nettoyage du réservoir..

Documentation:

- ✓ Imprimante interne : imprime les informations détaillées du cycle du programme. (optionnel).
- ✓ Port USB et mémoire USB : toutes les informations du cycle du programme sont décrites automatiquement sur la mémoire USB et peuvent être lues directement sur n'importe quel PC. (optionnel)
- ✓ Mémoire interne : les informations des 20 derniers cycles sont automatiquement stockées dans le système d'autoclave, qui peut être imprimée à tout moment.

Surveillance et sécurité:

- ✓ Le cycle ne démarrera pas tant que la porte n'est pas correctement fermée.
- ✓ Système automatisé avec double verrouillage de sécurité, empêche l'ouverture de la porte lorsque la chambre est sous pression (en option).
- ✓ Les soupapes de sécurité empêchent la surpression du générateur et de la chambre.
- ✓ Un thermostat de sécurité empêche la surchauffe dans la chambre et le générateur.
- ✓ Un verrou de sécurité automatique empêche l'ouverture accidentelle de la porte pendant le processus de stérilisation.
- ✓ Un protecteur d'électricité coupe automatiquement le courant si quelque part vous avez un court-circuit ou si le fournisseur d'électricité n'est pas très stable.
- ✓ Alarme d'échec, indique un échec du cycle et détaille le code d'erreur.
- ✓ Alarme de porte, indique que la porte n'est pas sécurisée.
- ✓ Alarme de manque d'eau, indique quand le réservoir d'eau est vide ou trop plein.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave de Table Classe B

Modelé YR03385B // YR03385C



Spécifications techniques:

Code de commande	YR03385B	YR03385C
Dimension de la chambre	Ø319×417 mm	Ø319×617 mm
Volume de la chambre	29 L	45 L
Nombre de plateaux	3	3
Matériau des plateaux	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Taille des plateaux	240×340 mm	240×540 mm
Tension, Fréq.	220/110V, 50/60Hz	220/110V, 50/60Hz
Pouvoir	2300 watts	3800 watts
Dimensions hors tout (LxHxP)	640x640x560 mm	840x640x560 mm
Poids	95 kg	115 kg

Programme	Temp. [°C]	Pression [Mpa]	Temps de stérilisation [min.]
VITE-FAIT	134	210	4
ENVELOPPÉ	134	210	10
	121	110	30
PRION	134	210	18
SEC	–	–	–
ESSAI B&D	134	210	3-may
ESSAI D'HÉLICE	134	210	3-may
ESSAI AU VIDE	–	–	–



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without freezing and without drying.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

