



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave
Autoclave de Table Classe N
Modelé YR03391 // YR03394



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave de Table Classe N

Modèle YR03391 // YR03394



Description du produit:

8 litres, 12 litres, 18 litres et 23 litres YR sont des stérilisateurs à vapeur pré et post vide de classe B, conformes à la norme européenne EN13060. Ces autoclaves nécessitent un espace minimal, ce qui en fait une solution de stérilisation idéale pour les petites cliniques telles que les soins dentaires, vétérinaires, esthétiques, podologiques et microbiologiques.

Excellentes Performances:

- ✓ Autoclave de paillasse entièrement automatique avec programmes prédéfinis.
- ✓ Conforme à la norme européenne EN13060.
- ✓ Je travaille très tranquillement.
- ✓ Le générateur de vapeur rapide indépendant intégré assure des cycles de stérilisation rapides.
- ✓ Séchage rapide sous vide après stérilisation.
- ✓ Réservoir d'eau de type ouvert, cette fonction facilite le remplissage d'eau et le nettoyage du réservoir.
- ✓ Écran LCD affichant l'heure, la température et la pression, l'alerte de processus et les conditions de l'instrument.
- ✓ Interface conviviale.
- ✓ Auto-initialisation lors de travaux à différentes hauteurs.
- ✓ Menu multilingue : chinois, anglais, espagnol, allemand, lituanien, polonais, français, tchèque, hongrois, roumain, néerlandais, letton, italien, portugais, russe, croate.

Surveillance et Sécurité:

Le double système de protection de sécurité empêche le démarrage du cycle si la porte n'est pas correctement verrouillée. Ce système empêche également l'ouverture de la porte si la pression à l'intérieur de la chambre n'est pas égale à la pression atmosphérique à l'extérieur de la chambre. La soupape de sécurité de pression empêche la surpression dans la chambre et dans le générateur de vapeur. L'alimentation est automatiquement coupée en cas de court-circuit ou de panne de courant. Capable de détecter et d'identifier la cause exacte de tout problème, et d'émettre un code d'erreur spécifique à l'opérateur. Interrupteur principal de niveau d'eau dans le réservoir principal qui contrôle le niveau d'eau minimum et maximum. Avertissement d'entretien automatique..

Documentation:

Imprimante interne : imprime les informations détaillées du cycle du programme. (optionnel). Port USB : utilisé pour connecter un périphérique USB, toutes les données de stérilisation sont automatiquement écrites sur la mémoire USB et peuvent être prêtes directement sur n'importe quel PC et stockées électroniquement. Mémoire interne : les 20 derniers cycles peuvent être automatiquement stockés dans le système d'autoclave, qui peut être imprimé à tout moment.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave Autoclave de Table Classe N Modèle YR03391 // YR03394



Spécifications techniques:

| Code de commande | YR03391 | YR03392 | YR03393 | YR03394 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimension de la chambre | Ø170×320 mm | Ø200×360 mm | Ø247×350 mm | Ø247×450 mm |
| Volume de la chambre | 8 L | 12 L | 18 L | 23 L |
| Nombre de plateaux | 2/ Max. 3 | 2/ Max. 3 | 3/ Max. 4 | 3/ Max. 4 |
| Taille des plateaux | 130×265 mm | 156×295 mm | 192×285 mm | 192×380 mm |
| Tension, Fréq. | 220/110V, 50/60Hz | 220/110V, 50/60Hz | 220/110v, 50/60Hz | 220/110v, 50/60Hz |
| PUISSANCE | 1900 w | 1900 w | 1900 w | 2100 w |
| Dimensions hors tout (LxHxP) | 420x370x525 mm | 420x370x595 mm | 490x455x600 mm | 490x455x690 mm |
| Poids | 35 kg | 38 kg | 45 kg | 50 kg |



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

