



LIGNES DE LABORATOIRE

NETTOYEUR À ULTRASONS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Nettoyeur à Ultrasons

Bain à Ultrasons pour Bijoux Chaînes Lunettes

Modelé YR05207



Description du produit:

La machine à laver à ultrasons portable est un appareil contrôlé par microprocesseur qui utilise des ondes sonores ultrasoniques ou à haute fréquence pour nettoyer les bijoux et autres articles délicats. Le nettoyage par ultrasons est basé sur l'effet de cavitation causé par les signaux de vibration des ondes ultrasonores à haute fréquence dans le fluide. Les bulles microscopiques qui se dilatent et s'effondrent rapidement provoquent une cavitation, ce qui crée une action de nettoyage efficace sur la surface de l'objet à nettoyer. De plus, les bulles sont suffisamment petites pour pénétrer même les crevasses microscopiques, les nettoyant soigneusement et de manière cohérente.

Application:

- ✓ Usage professionnel : cliniques médicales et dentaires, salons de tatouage, laboratoires scientifiques.
- ✓ Utilisation personnelle ou domestique : bijoux : boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets et diamants.
- ✓ Lunettes et montres : lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques, accessoires pour lentilles de contact, chaînes de montre et montres étanches.
- ✓ Produits : pistolets et tubes de tatouage, têtes de rasoir électrique, lames de rasoir, prothèses dentaires, peignes et brosses à dents.
- ✓ Papeterie : têtes de stylo, têtes d'imprimante, cartouches à jet d'encre et sceaux.
- ✓ Articles métalliques : pièces de monnaie anciennes, insignes, vannes, buses de machines, composants électroniques et pièces mécaniques.
- ✓ Vaisselle en métal : fourchettes, couteaux, cuillères et autres petits couverts, etc.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Nettoyeur à Ultrasons
Bain à Ultrasons pour Bijoux Chaînes Lunettes
Modelé YR05207



Nom	Nettoyeur à ultrasons	Tension	• AC110-120V 60Hz
			• AC220-240V 50Hz
Modèle	YR05207	Pouvoir	70W
Taille d'emballage	242*227*265mm	Fréquence ultrasonique	40KHz
Taille de rainure interne	150*135*100mm	Réglage de l'heure	10-600S
Capacité du réservoir	2L	Poids net	2.6KG



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

