



LIGNES DE LABORATOIRE

BAINS MARIE CIRCULATEURS ET
REFROIDISSEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Bains Marie Circulateurs Et Refroidisseurs

Bain d'huile

Modelé YR04973 // YR04976



Description du produit:

La série de bains d'huile YR est largement utilisée dans la bio-ingénierie, la médecine, l'alimentation, l'industrie chimique, le traitement de l'or, le pétrole et d'autres domaines. Pour fournir aux utilisateurs un endroit constant de haute précision, contrôlé et uniforme à température, est l'institut de recherche, les collèges et les universités, le laboratoire d'usine, le service d'inspection, etc.

Caractéristiques:

- ✓ Le système de contrôle intelligent du micro-ordinateur présente les avantages d'une augmentation rapide de la température, d'une température stable et d'une utilisation facile
- ✓ Double usage eau et huile : la température maximale peut atteindre 250°C
- ✓ Valeur de mesure de la température à affichage numérique à double fenêtre et valeur de réglage de la température respectivement, pratique pour toucher la touche
- ✓ Il convient à la réaction chimique, à la biomédecine et à d'autres industries qui ont besoin d'un champ à haute température
- ✓ Dispositif d'agitation magnétique en option pour une réaction à haute température



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Bains Marie Circulateurs Et Refroidisseurs

Bain d'huile

Modelé YR04973 // YR04976



Modèle (Chambre intégrée)	YR04973	YR04974	YR04975	YR04976
Manette	PID			
Tension	220V / 50Hz 110V/60Hz			
Puissance (W)	1 000W	1 200W	1 600Ww	2 000W
Température – Gamme (°C)	RT. +5~250°C			
Résolution de température	0,1 °C			
Fluctuations de température	±0,5°C			
Précision de division	≤±1°C			
Minuteur	999 minutes			
Recycler la conception	Optionnel			
Magnétique	Optionnel			
Sécurité	Protection contre les surintensités, alarme de surchauffe ; Limiteur de température mécanique			
Taille de la chambre (mm)	300 x 240 x 150	300 x 240 x 200	500 x 290 x 150	500x290x200
Taille du produit (mm)	390 x 280 x 240	390 x 280 x 290	600 x 350 x 240	600 x 350 x 290
Taille d'emballage (mm)	440 x 330 x 290	440 x 330 x 340	650 x 400 x 290	650 x 400 x 340



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

