



LIGNES DE LABORATOIRE

BAINS MARIE CIRCULATEURS ET
REFROIDISSEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Bains Marie Circulateurs Et Refroidisseurs

Bain Marie

Modelé YR05066 // YR05074



Integrated chamber



Anti-dry burning

Description du produit:

La série de bains-marie YR est le bain-marie le plus utilisé dans les laboratoires. Sa chambre et son couvercle utilisent tous de l'acier inoxydable 304, et il contient des protections de sécurité triples pour assurer la sécurité du laboratoire.

Caractéristiques:

- ✓ Chambre emboutie intégrée, rainure en bas pour un meilleur drainage
- ✓ Chambre et étagère en acier inoxydable 304, antirouille
- ✓ Couvercle à cinq anneaux, plus pratique pour différentes tailles de verrerie
- ✓ Tube de vidange caché, beau et facile à utiliser
- ✓ Contrôle PID par micro-ordinateur, précision 0-1°C
- ✓ Avec minuterie 0 – 9 999min
- ✓ Triple fonction de sécurité
- ✓ -Protection contre les surintensités
- ✓ -Alarme de surchauffe
- ✓ -Prévenir la fonction de combustion à sec



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Bains Marie Circulateurs Et Refroidisseurs

Bain Marie

Modelé YR05066 // YR05074



Modèle (chambre intégrée)	YR05066	YR05067	YR05068	YR05069	YR05071	YR05072	YR05073	YR05074
Manette	PID							
Tension	220V / 50Hz 110V / 60Hz							
Puissance (W)	300W	600W	800w	1 200w	300W	600W	800w	1 200w
Température - Plage °C	TA +5~100 °C							
Résolution de température	0,1°C							
Fluctuations de température	≤± 0,5°C							
Précision de division	≤± 1°C							
Minuteur	999 minutes							
Sécurité	Protection contre les surintensités, alarme de surchauffe ; Empêcher la fonction de combustion à sec							
Taille de la chambre (mm)	160x160x130	305x160x130	305x305x130	470x305x130	160x160x130	305x160x130	305x305x130	470x305x130
Taille du produit (mm)	200x200x220	345x200x220	345x345x220	510x345x220	200x200x220	345x200x220	345x345x220	510x345x220
Taille d'emballage (mm)	250x250x270	400x250x270	400x400x270	550x400x270	250x250x270	400x250x270	400x400x270	550x400x270
Poids net	3 kg	4Kg	6Kg	8Kg	3 kg	4Kg	6Kg	8Kg
Poids brut	3,5 kg	5Kg	7Kg	9Kg	3,5 kg	5Kg	7Kg	9Kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing objects that are too small to be seen by the naked eye. This is a common piece of laboratory equipment used for scientific research.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing laboratory equipment that needs to be maintained in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

