



LIGNES DE LABORATOIRE

BAINS MARIE CIRCULATEURS ET
REFROIDISSEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Bains Marie Circulateurs Et Refroidisseurs

Bain Marie

Modelé YR05076 // YR05079



Description du produit:

Le bain-marie de la série YR est le bain-marie le plus utilisé dans les laboratoires. Sa chambre et son couvercle utilisent tous de l'acier inoxydable 304, et il contient des protections de sécurité triples pour assurer la sécurité du laboratoire. La chambre est plus profonde que la baignoire normale et avec un couvercle en arc.

Caractéristiques:

- ✓ Chambre emboutie intégrée, rainure en bas pour un meilleur drainage
- ✓ Acier inoxydable 304
- ✓ Chambre profonde pour grand Erlenmeyer, avec couvercle en arc
- ✓ Couvercle à cinq anneaux, plus pratique pour différentes tailles de verrerie
- ✓ Tube de vidange caché, beau et facile à utiliser
- ✓ Contrôle PID par micro-ordinateur, précision 0,1°C
- ✓ Avec minuterie 0 – 9 999min
- ✓ Triple fonction de sécurité



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Bains Marie Circulateurs Et Refroidisseurs

Bain Marie

Modelé YR05076 // YR05079



Modèle (chambre intégrée)	YR05076	YR05078	YR05077	YR05079
Manette	PID			
Tension	220V / 50Hz 110V / 60Hz			
Puissance (W)	800W	1 200W	1 000W	1 500W
Plage de température (°C)	RT. + 5 ~ 100 °C			
Résolution de température	0,1°C			
Fluctuations de température	≤±0.5°C			
Précision de division	≤±1°C			
Minuteur	999 minutes			
Recycler la conception	Nul			
Sécurité	Protection contre les surintensités; Alarme de surchauffe ; Empêcher la fonction de combustion à sec			
Taille de la chambre (mm)	300x240x150	500x290x150	300x240x200	500x290x200
Taille du produit (mm)	340x280x240	550x350x240	340x280x290	550x350x290
Taille d'emballage (mm)	390x330x290	600x400x290	390x330x340	600x400x340



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is a device that uses light or other electromagnetic radiation to illuminate a specimen and create a magnified image of it. This is achieved through a series of lenses or mirrors that collect and focus the light or other radiation to form a clear image of the object being observed.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device that is used to keep food and other items cool. It is a device that uses a refrigerant to absorb heat from the interior of the refrigerator and transfer it to the exterior. This process is repeated continuously to keep the interior of the refrigerator cool.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

