



LIGNES DE LABORATOIRE

BALANCE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Balance
Balance Analytique d'étalonnage interne
Modelé YR05568 // YR05572



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Balance**Balance Analytique d'étalonnage interne****Modèle YR05568 // YR05572****Fonction:**

- ✓ étalonnage interne
- ✓ LCD (rétroéclairage blanc avec police noire)
- ✓ Étalonnage interne à une touche/déclencheur de temps
- ✓ capteur de force électromagnétique
- ✓ Pare-brise en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès facile aux articles à peser
- ✓ Fonction Tare/Comptage/Pourcentage
- ✓ Conversion d'unité (g/mg/ct/oz)...
- ✓ Paramètres de sensibilité/vitesse
- ✓ Alarme de surcharge/Alarme de défaut/Indicateur de niveau

Description du produit:

La balance YR05568 // YR05572 dispose d'une fonction d'étalonnage interne automatique dans les paramètres standard pour garantir que les mesures sont toujours précises et vraiment insensibles aux changements de température ambiante. Le poids maximum de la balance analytique de la série YR05568 // YR05572 est de 310g/410g/510g/610g. Tous les modèles sont équipés d'écrans LCD rétroéclairés et de pare-brise qui protègent les grandes chambres de mesure internes. Chaque balance est équipée d'une interface de sortie RS232.

Option:

- ✓ Dérive de gamme (+10... +30°C) : +/- 2ppm/°C
- ✓ Dimensions : longueur × largeur × hauteur (mm) : 345×215×345
- ✓ Dimensions de la salle de pesée : longueur × largeur × hauteur (mm) : 162 × 171 × 225
- ✓ Dimensions boîtier électronique externe : longueur × largeur × hauteur (mm) : 175 × 105 × 50 (mm), poids 500 grammes
- ✓ Alimentation 110-230 Vac, 50/60 Hz : sortie 24 V / 500 mA / 13 VA
- ✓ Poids net : 7kg

Gadgets en option:

- ✓ Éliminateur d'électricité statique ION-A15
- ✓ Système de plaque d'équilibre. Version USB (BL0329) ou version Bluetooth (BL0330)
- ✓ Imprimante système Bluetooth DPP-250-BT (AC013)
- ✓ Imprimante série TLP-50 avec date/heure (C054)
- ✓ Imprimante série DPP-250 (AC007)
- ✓ Imprimante série STAT avec fonction statistique (AC022)
- ✓ Clavier externe alphanumérique (AC005)
- ✓ Convertisseur série vers USB (E1002)
- ✓ Câble série pour sortie série vers imprimante ou ordinateur (E743)
- ✓ Certificat d'étalonnage en usine (BL0333)

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Balance**Balance Analytique d'étalonnage interne****Modèle YR05568 // YR05572****Spécifications techniques:**

| Modèle | YR05568 | YR05569 | YR05570 | YR05571 | YR05572 |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Étalonnage | Étalonnage interne / externe | | | | |
| Capacité (g) | 220g | 310g | 410g | 510g | 610g |
| Résolution (g) | 0,1 mg | | | | |
| Pesée mini (g) | 0,4 mg | | | | |
| Temps stable | ≤4s | | | | |
| Affichage | LCD (rétro-éclairage blanc avec police noire) | | | | |
| Taille de casserole | Ø80mm | | | | |
| Température de fonctionnement | 5-35°C | | | | |
| Capacité de répétition | 0,1 mg si poids ≤ 220 g 0,3 mg de 220 g à 310 g 0,35 mg de 310 g à 610 g | | | | |
| Doubleur | ± 0,5 mg | | | | |
| Taille du pare-brise | 162 mm × 171 mm × 225 mm | | | | |
| Poids cal. | Étalonnage externe (interne) | | | | |
| Interface | RS232C (standard)/RS485/imprimante (facultatif) | | | | |
| Dimension | 345×215×345mm | | | | |
| N. lester | 7 kg | | | | |

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S.





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

