




# LIGNES DE LABORATOIRE

## ENCEINTES DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Banc propre à flux d'air laminaire

Modelé YR05728



### Description du produit:

- ✓ Adoption d'un système de porte coulissante à positionnement arbitraire
- ✓ La coque est soudée par des plaques laminées à froid, la surface est pulvérisée électrostatiquement et la surface de travail est en acier inoxydable brossé SUS304, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
- ✓ Les systèmes d'éclairage et de stérilisation sont verrouillés en toute sécurité et ont la fonction de synchronisation de la lampe ultraviolette (sauf 1BU, 1CU)
- ✓ Interface de contrôle LCD à affichage numérique, conception plus conviviale
- ✓ Le dessus de table quasi-fermé vertical et la formation d'un rideau d'air à flux descendant dans la salle d'opération peuvent empêcher efficacement l'entrée d'air extérieur et la zone d'opération est propre
- ✓ Équipé d'un filtre à air à haute efficacité HEPA, avec filtre primaire pour la filtration préliminaire, qui peut étendre efficacement le filtre à haute efficacité

### Spécifications techniques:

|   |  |
|---|--|
| <b>Modèle</b>   | YR05728  |
| <b>Niveau de propreté</b>                                     | Classe 100@ $\geq 0.5\mu\text{M}$ (US Federal 209E)                                |
| <b>Nombre de colonies</b>                                     | $\leq 0.5\text{pcs/plat}\cdot\text{heure}$ (plaque de culture $\Phi 90\text{mm}$ ) |
| <b>Vitesse moyenne du vent</b>                                | 0.25~0.45m/s   |
| <b>Bruit</b>  | $\leq 62\text{dB}$ (A)   |
| <b>Demi-pic de vibration</b>                                  | $\leq 5\mu\text{M}$ (direction x、y、z)  |
| <b>Éclairage</b>  | $\geq 300\text{Lx}$  |
| <b>Source de courant</b>                                      | AC monophasé 220V/50Hz   |
| <b>Puissance maximum</b>                                      | 490W   |
| <b>Lester</b>   | 90 kg  |
| <b>Taille de la zone de travail</b>                           | 880×510×580  |
| <b>L<sub>1</sub>×D<sub>1</sub>×H<sub>1</sub></b>              | 1040×690×1600  |
| <b>Dimensions</b>   | Simple/Simple  |
| <b>Spécification et quantité du filtre à haute efficacité</b> | 850×565×50   |



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**  
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is why most microscopes are housed in a controlled environment such as a laboratory refrigerator.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment that you need to maintain in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

