




SECTEUR VÉTÉRINAIRE

ÉQUIPES CHIRURGICALES VÉTÉRINAIRES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Équipes Chirurgicales Vétérinaires

Bistouri Vétérinaire à Ultrasons

Model YR06129



Description du produit:

- ✓ Tous les vaisseaux sanguins de moins de 3 mm sont scellés en toute sécurité pendant l'opération, et le maximum est de 5 mm.
- ✓ Avec deux modes de sortie : Mode MAX et mode MIN.
- ✓ Avec des modes de contrôle par pédale et par interrupteur manuel.
- ✓ L'amplitude de sortie est stable grâce à la technologie de contrôle en boucle fermée et à l'utilisation d'une unité centrale de traitement à quatre cœurs.
- ✓ Adoptant la technologie de contrôle adaptatif des tissus à courant constant, elle suit les changements des tissus et émet un courant constant pour assurer une amplitude constante.
- ✓ Les fonctions de détection automatique du transducteur garantissent un rendement élevé, stable et sûr.
- ✓ Contrôle complet de l'écran tactile, activation et suppression automatique des messages d'erreur.
- ✓ Fonctions de surveillance intelligentes telles que l'ouverture et la fermeture des outils à mâchoires, la fiabilité des connexions, l'alarme de surcharge de pression, l'alarme de surcharge de température, etc..



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
 +33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S. A. S



KALSTEIN® Équipes Chirurgicales Vétérinaires

Bistouri Vétérinaire à Ultrasons

Model YR06129



Spécifications techniques:

Modèle	YR06129
Amplitude	20um, 40um, 60um, 80um, 100um
Actuel	180mA, 230mA, 280mA, 330mA, 380mA
Tension	AC 190~240V
Fréquence	55.5KHz±1%
Courant d'entrée maximal	3.15A
Puissance d'entrée	690VA
Amplitude maximale	100um±1%
Courant de sortie maximal	380mA±1%
Fusible	T3.15A, L250VP
Taille (L•L•H)	285mm*315mm*100mm



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. The light from the specimen is collected by the objective lens and focused on the eyepiece lens, which forms a magnified image of the specimen.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator in a laboratory is one of the most important equipment that is used to maintain a controlled environment (refrigerated space), where fluids and substances are stored.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

