



LIGNES DE LABORATOIRE

BOÎTE À LUMIÈRE COULEUR



Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Boîte à Lumière Couleur
Boîte à lumière de station de test de couleur
Modelé YR05536 // YR05538



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Boîte à Lumière Couleur

Boîte à lumière de station de test de couleur

Modelé YR05536 // YR05538



Description du produit:

La boîte à lumière couleur Color Controller Color Viewer est largement appliquée à l'industrie de l'imprimerie, à la correspondance des couleurs de l'industrie du meuble et de l'encre d'imprimerie, etc. C'est une nécessité pour ces industries de contrôler les couleurs et les qualités des produits. Cette boîte à lumière couleur Color Viewer fournit des sources lumineuses D65, D50, U30. Cette machine était contrôlée par micro-ordinateur, ce qui permet une conversion rapide entre chaque source lumineuse. La boîte d'allumettes du Color Viewer avait également pour fonction d'afficher le temps de fonctionnement de chaque source lumineuse..

Source de lumière:

Dans des conditions différentes, l'objet peut présenter un spectre différent avec la même couleur. Le résultat de notre vision des couleurs sera différent, il nous affectera donc de juger la couleur avec précision à l'œil nu. Bien que, selon la demande de nos clients, Color Viewer, qui est la norme internationale, puisse fournir la source de lumière appropriée dont vous avez besoin lors de la vérification des couleurs, telles que D65, D50, TL84, UV, U30, CWF, etc. la durée de vie de la lampe dépend du temps de fonctionnement cumulé et des temps d'allumage. Lorsque la lampe est vieille, la lumière est instable ou les deux côtés deviennent noirs, veuillez remplacer la lampe à temps, sinon le résultat de la vérification sera affecté.

Présentation de la lampe:

Source de lumière : lampe fluorescente importée

- ✓ 36W D65 *4
- ✓ 36W P50 *4
- ✓ 36 W U30 * 4



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Boîte à Lumière Couleur
Boîte à lumière de station de test de couleur
Modelé YR05536 // YR05538



Spécifications Techniques:

Modèle	YR05536	YR05537	YR05538
tuyaux	D65 6500K 36W	D65 6500K 36W	D65 6500K 36W
		D50 5000K 36W	D50 5000K 36W
			U30 3000K 36W
Énergie	AC220V 50HZ	AC220V 50HZ	AC220V 50HZ
taille du tableau (cm)	135*90	135*90	135*90
taille (cm)	135*99*217	135*99*217	135*99*217



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

