



SECTEUR VÉTÉRINAIRE

MONITEURS VÉTÉRINAIRES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Moniteurs vétérinaires

Capnographe Vétérinaire Portatif et Moniteur SpO₂

Modelé YR06108 // YR06109



Description du produit:

- ✓ Surveillance de la SpO₂, du pouls, de l'EtCO₂ et de la fréquence respiratoire
- ✓ Mise à jour des données historiques sur 255 heures sur PC via USB
- ✓ Équipé d'un logiciel d'analyse de la SpO₂ et de l'état respiratoire, analyse complète des données, impression de rapports.
- ✓ Convient aux circonstances cliniques et d'urgence vétérinaires
- ✓ SpO₂, SpO₂+CO₂ sélectionnables.

Fonctions du logiciel:

- ✓ Logiciel professionnel d'analyse des données pour la surveillance du CO₂
- ✓ Stockage des données historiques de 255 patients
- ✓ Affichage du tableau des tendances EtCO₂, SpO₂
- ✓ Imprimante de contrôle connectée à un PC, produisant un graphique de tendance, un rapport de tableau de tendance.
- ✓ Enregistrement et stockage des détails de la respiration de l'objet en clinique.

Champs d'application:

- ✓ Surveillance de l'état respiratoire du patient pendant la RCP
- ✓ Aide à déterminer le moment de l'intubation ou de l'extubation
- ✓ Vérification de la mise en place du tube ET
- ✓ Alertes en cas d'extubation accidentelle
- ✓ Vérification de la ventilation pendant le transport
- ✓ Fonction spécialisée d'exportation de la date, permettant d'analyser les conditions de sommeil



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S.



KALSTEIN® Moniteurs vétérinaires**Capnographe Vétérinaire Portatif et Moniteur SpO₂**

Modèle YR06108 // YR06109

**Spécifications techniques:**

Modèle		YR06108	YR06109
Plage de mesure	SpO₂	0~100%	
	Fréquence du pouls	35~254bpm	
	EtCO₂	0~150mmHg	
	Fréquence respiratoire	3~120bpm	
Mesure de la précision	SpO₂	±2% (70~100%)	
	Fréquence du pouls	±2 ou ±2bpm	
	EtCO₂	±5% de la valeur lue	
	Fréquence respiratoire	±1 souffle	
Sécurité électrique	Entrée de l'adaptateur	AC 110V/220V, 50/60Hz	
	Sortie de l'adaptateur	DC 12V, 2A	
	Batterie interne	Batterie rechargeable au lithium, autonomie de 10 heures	
	Temps de charge	4 heures	
Paramètres standard		EtCO ₂ + SpO ₂	
Configuration standard		Unité principale, ligne d'échantillonnage, ligne d'échantillonnage nasal, adaptateur de CO ₂ , capteur de SpO ₂ , connecteur en L, adaptateur d'alimentation	Kit d'adaptateur pour voies aériennes du capteur EtCO ₂ Sidestream (comprenant 1 tube de déshumidification au Nafion, 1 connecteur en L, 1 ligne d'échantillonnage, 1 adaptateur Sidestream)
Configuration optionnelle		Capteur de CO ₂ ordinaire	Capteur de CO ₂ à flux latéral



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is especially true for microscopes used in research and industry.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment that you need to maintain in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

