




Un soutien différent à votre service



**Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE**  
**CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



## Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



### Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



### Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.





## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse Cyto

Modèle YR142-4



#### Description du produit :

- ✓ Commande par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable, faible bruit et grande précision de vitesse.
- ✓ Panneau tactile, fonctionnement programmable, les données de fonctionnement peuvent être définies en fonction des demandes et stockées automatiquement...



#### Performance technique :

- ✓ Cette machine est utilisée dans les laboratoires d'hématologie immunitaire pour la séparation du sang et la détermination des antigènes et des anticorps.
- ✓ Elle est équipée d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu.
- ✓ sans balais à faible bruit et à haute vitesse de précision.
- ✓ L'écran LCD numérique permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Jusqu'à 9 programmes d'utilisateur peuvent être stockés pour répondre aux demandes les plus diverses.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique : verrouillage automatique, détection de survitesse, détection de surchauffe, détection de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrifuges

## Centrifugeuse Cyto

Modèle YR142-4



### Spécifications techniques :

<b>Modelé</b>	YR142-4	YR142-4
<b>Vitesse maximale</b>	3000r/min	3000r/min
<b>FCR max.</b>	730xg	730xg
<b>Capacité maximale</b>	6x0.5ml	12x2ml
<b>Précision de la vitesse</b>	± 30r/min	
<b>Réglage de l'heure</b>	1s-99min59sec/1min-99min	
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)	
<b>Alimentation</b>	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
<b>Consommation</b>	150w	
<b>Dimension (L*W*H)</b>	330mm×420mm×280mm	410mm×490mm×310mm
<b>Taille d'emballage (L*W*H)</b>	430mm×520mm×390mm	500mm×580mm×400mm
<b>Poids net (pas de rotor)</b>	14kg	22kg



#Let'sgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse Cyto

Modèle YR142-4



 <p>Capacity: 6x0.5ml</p>	<p>Capacité : 6x0.5ml Vitesse maximale : 300r/min RCF max : 730xg</p>	 <p>Capacity: 12x2ml</p>	<p>Capacité : 12x2ml Vitesse maximale : 3000r / min RCF max : 730xg</p>
---	---	--	---



**#Letsgivemore** ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION DE  
L'EQUIPEMENT  
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :




Nous vous présentons  
le prototype du  
téléphone Kalstein

Restez à la  
pointe des  
tendances  
avec notre  
technologie  
mobile  
avancée.



[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)





PARIS - FRANCE

**SIEGE**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**Vous trouverez ici nos tutoriels !**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

