




Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse PRP

Modèle YR469-1



Description du produit :

- ✓ Contrôle par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable, faible bruit et grande précision de la vitesse.
- ✓ Affichage LED ou LCD. Interface conviviale, opérations simples et pratiques.
- ✓ et pratique.
- ✓ Différents kits PRP sont disponibles.
- ✓ Un programme spécial est conçu pour le kit PRP.



Performance technique :

- ✓ Contrôle par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable, faible bruit et précision de la vitesse.
- ✓ et une grande précision de vitesse.
- ✓ Affichage LED ou LCD. Interface conviviale, opérations simples et pratiques.
- ✓ Différents kits PRP sont disponibles.
- ✓ Un programme spécial est conçu pour le kit PRP.
- ✓ La conversation en temps réel de la vitesse et de la FCR est pratique pour le fonctionnement.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif de verrouillage automatique, d'un dispositif de sécurité du couvercle, d'un dispositif de sécurité en cas de survitesse et d'un dispositif d'alarme automatique, etc.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux BPF et certifié par la FDA des États-Unis.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse PRP

Modèle YR469-1



Spécifications techniques :

Modelé	YR469-1
Vitesse maximale	4000r/min
FCR max.	2220xg
Capacité maximale	Rotor angulaire de 7 ml / 15 ml / 20 ml / 50 ml
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1 min ~ 99 min
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	110 V/60 Hz 220 V/50 Hz
Dimension (LxlxH)	330mmx420mmx280mm
Taille d'emballage (L x l x H)	430mmx520mmx390mm
Poids net	14kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse PRP

Modèle YR469-1



NO.1

Rotor angulaire PRP Vue du rotor de
l'adaptateur



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION DE
L'EQUIPEMENT
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :




Nous vous présentons
le prototype du
téléphone Kalstein

Restez à la
pointe des
tendances
avec notre
technologie
mobile
avancée.



www.kalstein.net





PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

Vous trouverez ici nos tutoriels !



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

