



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse PRP****Modèle YR469****Description du produit:**

Le PRP est produit à partir du sang d'une personne. Il s'agit d'une concentration d'un type de cellules, appelées plaquettes, qui circulent dans le sang et sont essentielles à la coagulation sanguine.

Détails du produit:

Le PRP est produit à partir du sang d'une personne. Il s'agit d'une concentration d'un type de cellules, les plaquettes, qui circulent dans le sang et sont essentielles à la coagulation sanguine. Les plaquettes et la partie liquide du plasma du sang contiennent de nombreux facteurs essentiels au recrutement, à la multiplication et à la spécialisation des cellules nécessaires à la cicatrisation.

**Performances techniques :**

- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu, qui est peu bruyant et très précis.
- ✓ L'écran numérique LCD permet de visualiser facilement les opérations.
- ✓ Un programme spécial personnalisé est conçu pour tous les types de kits PRP.
- ✓ Le stockage de 9 programmes d'utilisateur répond à de nombreuses demandes.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de vitesse excessive, de température excessive et de déséquilibre.
- ✓ Il y a 9 niveaux d'accélération et 10 niveaux de décélération à régler selon les différents besoins. La fonction de ralentissement est disponible.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.

Modèle	YR469 (Maintenir la beauté)	YR469 (Transfert de graisse)
Vitesse maximale	5000r/min	5000r/min
FCR max.	4100xg	4390xg
Capacité maximale	4/8x50ml (Tube PRP)	8x50ml (Seringue)
Précision de la vitesse	± 30r/min	
Réglage de l'heure	1min~99min59s	
Bruit	<65 dB(A)	
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
Consommation	250w	
Dimension (L×W×H)	410mm×490mm×310mm	
Taille d'emballage (L×W×H)	500mm×580mm×400mm	
Poids net (pas de rotor)	25kg	

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 69760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse PRP

Modelé YR469



 <p>No. 1</p>	<p>Adaptateur PRP 4x50ml/8 x50ml : 50ml、 10ml 、 2 x 10ml</p>    <p>50ml 10ml 2x10ml</p>	 <p>No. 1</p>	<p>Seringue 4x50ml/8x50m Adaptateur : 4x50ml 、 8x50ml、 4x20ml、 4x10ml</p>  <p>50ml</p>  <p>2x4x50ml</p>
--	--	--	--

Kits:

- ✓ Prélèvement de sang
- ✓ Transfert du sang dans la trousse PRP
- ✓ La trousse PRP est prête pour la centrifugation
- ✓ Plasma PRP de globules rouges
- ✓ Extraction de PRP



Blood Collection
Transfer Blood to PRP Kit



PRP Kit Ready to Spin



Red Blood Cell
PRP



PRP Extraction



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

