



Un accompagnement différent à votre service



**Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

# LABORATOIRE SECTEUR

---

# CENTRIFUGES

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.





**KALSTEIN® Centrifuges****Centrifugeuse d'étable à basse vitesse****Modèle YR0141****Description du produit:**

Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu qui est peu bruyant et dont la vitesse est très précise.

**Détails du produit:**

La centrifugeuse de laboratoire à basse vitesse YR133 est largement utilisée dans les domaines de la médecine clinique, de la biochimie, du génie génétique, de l'immunologie, etc. Elle est populaire dans les cliniques et les laboratoires.

**Performances techniques:**

- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu, qui est peu bruyant et très précis.
- ✓ L'écran numérique à cristaux liquides permet de visualiser facilement les opérations.
- ✓ Jusqu'à 9 programmes d'utilisateur peuvent être stockés pour répondre aux demandes les plus diverses.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de vitesse excessive, de température excessive et de déséquilibre.
- ✓ Il y a 9 niveaux d'accélération et 10 niveaux de décélération à régler en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A.S**



**KALSTEIN® Centrifuges**  
**Centrifugeuse d'étable à basse vitesse**  
**Modelé YR0141**



**Spécifications techniques:**

<b>Modèle</b>	YR0141	YR0140-1
<b>Vitesse maximale</b>	6000r/min	5000r/min
<b>FCR max.</b>	5120xg	4100xg
<b>Capacité maximale</b>	16x15ml/24x10ml	
<b>Précision de la vitesse</b>	± 30r/min	
<b>Réglage de l'heure</b>	1min~99min59s	
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)	
<b>Alimentation</b>	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
<b>Consommation</b>	250w	
<b>Dimension (L×W×H)</b>	410mm×490mm×310mm	
<b>Taille d'emballage (L×W×H)</b>	500mm×580mm×400mm	
<b>Poids net (pas de rotor)</b>	25kg	



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A.S**



## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse d'étable à basse vitesse

Modelé YR0141



 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 12x15ml          Vitesse maximale :          6000r/min/5000r/min          Max          RCF : 5120xg/4100xg</p>	 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 24x10ml          Vitesse maximale :          6000r / min /          5000r/min          FCR max. :          5120xg/4100xg</p>
 <p>No.2</p>	<p>Vitesse maximale :          4200r/min FCR          maximale : 2760xg          Angle du rotor : ≤60°</p>	<p>12 x2 x5ml</p>	<p>Adaptateur : 5ml / 7ml</p>
		<p>12 x2 x10ml</p>	<p>Adaptateur : 0.5ml、          1.5ml、 5ml / 7ml</p>
		<p>12 x 15</p>	<p>Adaptateur : 0.5ml、          5ml、          10 ml、 5 ml/7 ml</p>
		 <p>2x12x5ml      5ml/7ml</p> <p>12x2x10ml      Adaptor: 0.5ml          1.5ml          5ml/7ml</p> <p>12x15ml      Adaptor: 0.5ml          5ml、 10ml          5ml/7ml</p>	



#Let'sgive more ♥  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S




**KALSTEIN® Centrifuges**  
**Centrifugeuse d'étable à basse vitesse**  
**Modelé YR0141**



 <p data-bbox="251 1262 342 1306">No.2</p>	<p>Capacité : 16x15ml Vitesse maximale : 4200r/min RCF max : 2760xg Angle du rotor : ≤90°</p>	<p>4 x4 x15ml</p>	<p>Adaptateur : 1.5ml、 5ml/7ml、 10ml</p>
		 <p data-bbox="1019 1343 1237 1408">4x4x15ml</p>	<p>Adaptor: 1.5ml 5ml/7ml 10ml</p>



#Letsgivemore   
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A.S**



**KALSTEIN® Centrifuges**  
**Centrifugeuse d'étable à basse vitesse**  
**Modelé YR0141**



 <p>No.2</p>	<p>Capacity: 4x50ml          Max Speed:          4200r/min          Max RCF: 2760xg          Rotor Angle: ≤60°</p>	<p>4 x50ml</p>	<p>Adaptor: 4 x2 x1.5ml          4 x5ml/7ml          4 x10ml          4 x15ml          4 x20ml</p>
		 <p>50mlx4</p>	<p>Adaptor: 4x2x1.5ml          4x5ml/7ml          4x10ml          4x15ml          4x20ml</p>



#Letsgivingore ♥  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a piece of laboratory equipment that is used to maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

