



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse****Modèle YR019-TG****Description du produit:**

Kalstein France, Ltd accorde toujours une attention particulière à la culture et à la conservation des talents. L'entreprise compte de nombreux ingénieurs et médecins chevronnés, dont la plupart ont une expérience de l'enseignement et du travail à l'étranger. Sous la direction d'experts de premier plan, nous coopérons avec des établissements d'enseignement supérieur et des instituts de recherche pour développer de nouveaux produits.

**Performance technique:**

- ✓ La vitesse maximale est de 19 000 tr/min, et la plus grande capacité du rotor oscillant est de 4X750 ml.
- ✓ Cette machine est équipée d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable AC qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran tactile LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ La reconnaissance automatique du rotor assure la sécurité pour le choix de rotors multiples. (Option)
- ✓ Jusqu'à 6 programmes d'utilisateur stockés dans la surface peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique qui détecte les survitesses, les sur-températures et les déséquilibres.
- ✓ Il y a 9 niveaux d'accélération et 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse****Modelé YR019-TG****Spécifications techniques:**

Modèle	YR019-TG	YR0141
Vitesse maximale	19000r/min	6000r/min
FCR max.	26307xg	5420xg
Capacité maximale	4x750ml	
Précision de la vitesse	± 10r/min	
Réglage de l'heure	1s ~ 99min59s	
Bruit	<65 dB(A)	
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
Consommation	1.2kw	
Dimension (L×W×H)	495mm×620mm×445mm	
Taille d'emballage (L×W×H)	730mm×670mm×570mm	
Poids net (pas de rotor)	70kg	

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse

Modelé YR019-TG



Rotor pour YR019-TG:

 <p>No.1</p>	<p>Contenance : 12x1.5ml Vitesse maximale : 19000r/min Max RCF : 24540xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Contenance : 12x5ml Vitesse maximale : 16500r/min FCR max. : 19175xg Adaptateur : 0.5ml、1.5ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 6x30ml Vitesse maximale : 15000r / min FCR max. : 23120xg</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 12x10ml / 8x15ml Vitesse maximale : 15000r / min RCF maximum : 23120xg Adaptateur : 1.5ml、5ml</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 13000r/min FCR max. : 17940xg</p>	 <p>No.7</p>	<p>Capacité : 24x1.5ml/2.2ml Vitesse maximale : 16500r/min FCR max : 26050xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>
 <p>No.8</p>	<p>Capacité : 6x85ml Vitesse maximale : 12000r / min FCR max. : 15805xg Adaptateur : 50ml、15ml、20ml</p>	 <p>No.9</p>	<p>Capacité : 6x100ml Vitesse maximale : 10000r / min FCR max. : 119600xg Adaptateur : 10ml、20ml</p>
 <p>No.10</p>	<p>Capacité : 48x1.5ml Vitesse maximale : 15500r/min FCR max. : 26307xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>		



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
 Tit: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse

Modelé YR019-TG



Rotor pour YR019-TG & YR0141:

 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 6 x50ml Vitesse maximale : 6000r / min RCF max : 5420 xg Adaptateur : 15ml 、 20ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 4 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min FCR max. : 3040xg Épaisseur du seau de microplaque ≤15,5 mm x2</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 2 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min FCR max. : 2200xg Seau pour microplaques</p>		



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S









KALSTEIN® Centrifuges


Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse

Modelé YR019-TG



 <p data-bbox="254 1244 382 1332">No.7</p>	<p>Capacité : 4 x500ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3310 xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x7x15ml、4 x4 x50ml、4 x250ml、4 x500ml</p>  <p data-bbox="1037 1179 1146 1223">500ml</p>  <p data-bbox="1346 982 1492 1026">4x500ml</p>  <p data-bbox="1619 982 1747 1026">4x250ml</p>  <p data-bbox="1346 1288 1492 1332">4x4x50ml</p>  <p data-bbox="1619 1288 1747 1332">4x7x15ml</p>
--	---	---



#Let'sgive more 
Thanks to your purchase, a donation is made
to a non-profit foundation that fights against
cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







KALSTEIN® Centrifuges


Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse

Modelé YR019-TG



 <p data-bbox="274 1196 393 1262">No.7</p>	<p>Capacité : 4 x250ml</p> <p>Vitesse maximale : 4000r / min</p> <p>RCF max : 3310x g</p>	<p>Adaptateur : 4 x7x15ml、4 x4 x50ml、4 x250ml</p>  <p data-bbox="1117 1284 1239 1327">250ml</p>  <p data-bbox="1561 1006 1699 1050">4x50ml</p>  <p data-bbox="1539 1437 1721 1480">4x4x15ml</p>
--	---	---



#Letsgivemore 
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse

Modelé YR019-TG



	Capacité :4 x500ml	4 x 14 x 5 ml/7 ml	Adaptateur deseau carré : 4 x 25 x 1,5 ml · 4 x 28 x5 ml (tube à vide sanguin), ⁴ x 20 x 10 ml (filetage interne), ⁴ x 10 x 15 ml · 4 x4 x50ml· 4 x250ml
	Vitesse maximale : 4000r/m en	Housse anti-aérosol (En option)	Adaptateur deseau de 500 ml :
	FCR max :3040 xg	4 x 24 x 5 ml	4 x 19 x5 ml/7 ml· 4 x9x15 ml· 4 x 7 x 20 ml· 4 x3x50 ml· 4 x100 ml· 4 x250 ml
		Tube à vide sanguin	
		4 x 19 x 5 ml/7 ml	
		Housse anti-aérosol (En option)	
		4 x 37 x 7 ml	
		G RIA Tube	



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse

Modelé YR019-TG



	Capacité :4 x750ml	Seau de 750 ml	4 x 24 x 5 ml/7 ml		
	Vitesse maximale : 400 Or/min	Bouteille PE de 750 ml	(Tube à vide sanguin)-		
	FCR max. : 3780x g		4x37x5ml/7ml (tube G RIA)		
			4 x 14 x 15 ml-		
			4 x 12 x 20 ml-		
			4 x5 x50ml-		
			4 x3 x100ml-		
			4 x 250 ml-		
			4 flacons de 500 ml		
		 750 ml Bucket	 4x24x5ml/7ml Blood Vacuum Tube	 4x37x5ml/7ml G RIA Tube	 4x14x15ml
 750ml PE Bottle	 4x5x50ml	 4x3x100ml	 4x250ml	 4x500ml	



#Let'sgive more ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse d'étable à grande capacité et à grande vitesse

Modelé YR019-TG



	Capacité :6 x250ml	Seau de 250 ml	6x9x1.5ml	
	Vitesse maximale : 4200r /Min Max		6x7 x5ml	
	RCF : 3500xg		6x9x5/7ml (vide sanguin Tube)	
			6x7x10ml (filetage interne)	
			6x5x15ml	
			6x4 x20ml	
			6 x 50 ml	
			6 flacons de 100 ml	

	 250 ml Bucket	 6x9x1.5ml	 6x7x5ml	 6x9x5/7ml Blood Vacuum Tube	 6x7x10ml Internal Thread
	 250ml PE Bottle	 6x5x15ml	 6x4x20ml	 6x50ml	 6x100ml

No.5

No.6



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is a common biological instrument used in laboratories.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device used for the storage of the most sensitive equipment that needs to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

