



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR0139



Description du produit :

La centrifugeuse de table à faible vitesse YR0139 a été récemment développée par notre société sur la base d'une riche expérience dans le domaine des centrifugeuses. Elle peut répondre aux exigences de la médecine clinique...



Détails du produit :

La centrifugeuse de table à faible vitesse YR0139 a été récemment développée par notre société sur la base d'une riche expérience dans le domaine des centrifugeuses. Elle peut répondre aux exigences de la médecine clinique.

Définition d'une centrifugeuse à basse vitesse : Les centrifugeuses dont la vitesse est inférieure à un certain niveau sont appelées centrifugeuses à basse vitesse. La conception de la structure est raisonnable, les coins sanitaires sont efficacement éliminés, les pièces structurelles sont lisses, la surface est polie et les pièces structurelles externes, les attaches et les tambours sont tous rouillés. Fabriqué en acier. L'enveloppe extérieure est de type à clapet, ce qui permet de nettoyer complètement l'enveloppe de la centrifugeuse sans faire tourner l'espace sandwich du tambour.

Performance technique :

- ✓ Commande par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable, faible bruit et grande précision de mesure.
- ✓ Panneau tactile, fonctionnement programmable, les données de fonctionnement peuvent être définies en fonction des besoins et stockées automatiquement.
- ✓ Affichage LED ou LCD, interface conviviale, opérations simples et pratiques.
- ✓ La conversation en temps réel de la vitesse et de la FCR est pratique pour le fonctionnement.
- ✓ L'appareil est équipé d'un dispositif de verrouillage automatique du couvercle, d'un dispositif de sécurité en cas de survitesse et d'un dispositif d'alarme automatique, etc.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux BPF et certifié par la FDA des États-Unis.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR0139



Spécifications techniques :

Modelé	YR0139
Vitesse maximale	4200r/min
FCR max.	2760×g
Capacité maximale	20 ml×12
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1min ~ 90min
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	110 V/60 Hz 220 V/50 Hz
Dimension (LxlxH)	410mm×490mm×310mm
Taille d'emballage (L x l x H)	500mm×580mm×400mm
Poids net	22kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.










All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR0139



<p>No.1</p>  <p>Optional: Aluminum Rotor Stainless Steel Tubes</p>	<p>Rotor Capacity: 10mlx18 Max Speed: 4000r/min Max RCF: 2200xg</p>	<p>Adapter: 1.5ml</p>	<p>Adapter: 5ml</p>	
<p>Adapter: 5ml/7ml Vacuum Tube</p>				
<p>No.1</p>  <p>Optional: Aluminum Rotor Stainless Steel Tubes</p>	<p>Rotor Capacity: 20mlx12 Max Speed: 4000r/min Max RCF: 2200xg</p>	<p>Adapter: 5ml</p>	<p>Adapter: 10ml</p>	
<p>Adapter: 5ml/7ml Vacuum Tube</p>				
<p>No.2</p>  <p>Max Speed: 4200r/min Max RCF: 2760xg</p>	 <p>5mlx2x8 Bucket</p>  <p>10mlx8 Bucket</p>	<p>Apply to 5ml/7ml Vacuum Tube</p>		
<p>Adapter: 0.5ml - 1.5ml</p>		<p>Adapter: 5ml/7ml Vacuum Tube</p>		
<p>No.2</p>  <p>Rotor Capacity: 50mlx4 Max Speed: 4200r/min Max RCF: 2760xg</p>	 <p>50mlx4 Bucket</p>	<p>Adapter: 1.5mlx2x4</p>	<p>Adapter: 5mlx4</p>	<p>Adapter: 10mlx4</p>
<p>Adapter: 15mlx4</p>		<p>Adapter: 20mlx4</p>	<p>Adapter: 5ml/7mlx4 Vacuum Tube</p>	



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION DE
L'EQUIPEMENT
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :




Nous vous présentons
le prototype du
téléphone Kalstein

Restez à la
pointe des
tendances
avec notre
technologie
mobile
avancée.



www.kalstein.net





PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

Vous trouverez ici nos tutoriels !



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

