



Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR133



Description du produit :

La centrifugeuse de laboratoire à basse vitesse YR133 est largement utilisée dans les domaines de la médecine clinique, de la biochimie, du génie génétique, de l'immunologie, etc. Elle est populaire dans les cliniques et les laboratoires Reacher.

Détails du produit :

La centrifugeuse de laboratoire à basse vitesse YR133 est largement utilisée dans les domaines de la médecine clinique, de la biochimie, du génie génétique, de l'immunologie, etc. Elle est populaire dans les cliniques et les laboratoires.



Performance technique :

- ✓ Il est équipé d'un boîtier en ABS et d'un écran LED.
- ✓ La vitesse et le temps peuvent être programmés.
- ✓ Il y a des dispositifs de sécurité pour les couvercles, ce qui rend l'opération sûre.
- ✓ La machine dispose d'une mémoire de programmation. Elle peut stocker les spécifications de la dernière opération.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux BPF et certifié par la FDA américaine.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR133



Spécifications techniques :

Modèle	YR133 Centrifugeuse de laboratoire
Vitesse maximale	4000r/min
FCR max.	2220×g
Capacité maximale	50 ml×6
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1 min ~ 60min
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	110 V/60 Hz 220 V/50 Hz
Dimension (LxlxH)	320mm×410mm×320mm
Taille d'emballage (L x l x H)	420mm×510mm×420mm
Poids net	12kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.







All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR133



	<p>NO.1 Capacité : 7 ml×12 Vitesse maximale : 4000r/min RCF : 2220×g Pour tube à vide de 5 ml/7 ml</p>		<p>NO.1 Capacité : 7 ml × 18 Vitesse maximale : 4000r/min RCF : 2220×g Pour tube à vide de 5 ml / 7 ml</p>
	<p>NO.1 Capacité : 7 ml×24 Vitesse maximale : 4000r/min RCF : 2220×g pour tube à vide de 5 ml/7 ml</p>		<p>NO.1 Capacité : 10 ml/15 ml× 12 Vitesse maximale : 4000r/min RCF : 2220×g Adaptateur : 1,5 ml、 Tube à vide de 5 ml / 7 ml</p>



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION DE
L'EQUIPEMENT
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :



Nous vous présentons
le prototype du
téléphone Kalstein

Restez à la
pointe des
tendances
avec notre
technologie
mobile
avancée.



www.kalstein.net





PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

Vous trouverez ici nos tutoriels !



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

