



Un accompagnement différent à votre service



**Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

# LABORATOIRE SECTEUR

---

# CENTRIFUGES

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivingmore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.





**KALSTEIN® Centrifuges****Centrifugeuse de table à basse vitesse****Modèle YR0140****Description du produit:**

Centrifugeuse de paillasse à faible vitesse : vitesse inférieure à 1000 tr/min, capacité totale de centrifugation jusqu'à 3000 ml. Dans la médecine clinique, la biochimie, l'immunologie, la purification de médicaments impliquant une large gamme d'applications..

**Détails du produit:**

Centrifugeuse de paillasse à faible vitesse Le nombre de tours est inférieur à 1000r/min et la capacité totale de la centrifugeuse peut atteindre 3000ml. En médecine clinique, biochimie, immunologie, purification de médicaments impliquant une large gamme d'applications.

Définition d'une centrifugeuse de paillasse à faible vitesse : Les centrifugeuses dont la vitesse est inférieure à un certain niveau sont appelées centrifugeuses de paillasse à faible vitesse. La conception de la structure est raisonnable, les coins sanitaires sont efficacement éliminés, les pièces structurelles sont lisses et douces, la surface est polie, et les pièces structurelles externes, les fixations et les tambours sont tous rouillés. Fabriqué en acier. L'enveloppe extérieure est de type à coquille, ce qui permet de nettoyer complètement l'enveloppe de la centrifugeuse sans faire tourner l'espace sandwich du tambour.

**Performance technique:**

- ✓ Commande par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable, faible bruit et précision de la vitesse.
- ✓ Panneau tactile, opération programmable, les données d'opération peuvent être réglées en fonction de la demande et stockées automatiquement.
- ✓ Affichage LED ou LCD. Interface conviviale, opérations simples et pratiques.
- ✓ La conversation en temps réel de la vitesse et de la FCR est pratique pour le fonctionnement.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif de verrouillage automatique, d'un dispositif de sécurité du couvercle, d'un dispositif de sécurité en cas de survitesse et d'un dispositif d'alarme automatique, etc.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux BPF et certifié par la FDA des États-Unis.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Centrifuges**  
**Centrifugeuse de table à basse vitesse**  
**Modèle YR0140**



**Spécifications techniques:**

<b>Modèle</b>	YR0140
<b>Vitesse maximale</b>	5000r/min
<b>FCR max.</b>	4100×g
<b>Capacité maximale</b>	15 ml×16
<b>Précision de la vitesse</b>	± 30r/min
<b>Réglage de l'heure</b>	1 min ~ 99 min
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)
<b>Alimentation</b>	110 V/60 Hz 220 V/50 Hz
<b>Dimension (LxlxH)</b>	410mm×490mm×310mm
<b>Taille d'emballage (L x l x H)</b>	500mm×580mm×400mm
<b>Poids net</b>	22kg



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S



## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modelé YR0140



<p>No.1</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 15mlx12  <b>Max Speed:</b> 6000r/min  <b>Max RCF:</b> 5120xg</p>	<p>No.1</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 10mlx24  <b>Max Speed:</b> 5000r/min  <b>Max RCF:</b> 4100xg</p>
---	--	---	--

<p>No.2</p>  <p><b>Max Speed:</b> 4200r/min  <b>Max RCF:</b> 2760xg</p>	 5mlx2x12 Bucket  10mlx2x12 Bucket  15mlx12 Bucket	<p>5ml/7ml Vacuum Tube</p>		
<p>No.2</p>  <p><b>Rotor Capacity:</b> 15mlx16  <b>Max Speed:</b> 4200r/min  <b>Max RCF:</b> 2760xg</p>	 15mlx2x8 Bucket	<p>Adapter: 0.5ml</p>	<p>Adapter: 1.5ml</p>	<p>Adapter: 5ml/7m Vacuum Tube</p>
<p>No.2</p>  <p><b>Rotor Capacity:</b> 50mlx4  <b>Max Speed:</b> 4200r/min  <b>Max RCF:</b> 2760xg</p>	 50mlx4 Bucket	<p>Adapter: 1.5ml</p>	<p>Adapter: 1.5ml</p>	<p>Adapter: 5ml/7m Vacuum Tube</p>
		<p>Adapter: 1.5mlx2x4</p>	<p>Adapter: 5mlx4</p>	<p>Adapter: 10mlx4</p>
		<p>Adapter: 15mlx4</p>	<p>Adapter: 20mlx4</p>	<p>Adapter: 5ml/7mlx4 Vacuum Tube</p>



**#Letsgivemore** ♥  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A.S**







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a piece of laboratory equipment that is used to maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>  
<https://www.kalstein.fr/>

