



Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse**

Modèle YR019-TG

**Description du produit :**

Kalstein France, Ltd accorde toujours une attention particulière à la culture et à la conservation des talents. L'entreprise compte de nombreux ingénieurs et médecins chevronnés, dont la plupart ont une expérience de l'enseignement et du travail à l'étranger. Sous la direction d'experts de premier plan, nous coopérons avec des établissements d'enseignement supérieur et des instituts de recherche pour développer de nouveaux produits.

Performance technique :

- ✓ La vitesse maximale est de 19 000 tr/min, et la plus grande capacité du rotor oscillant est de 4 x 750 ml.
- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable AC qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran tactile LCD permet de visualiser facilement les opérations.
- ✓ La reconnaissance automatique du rotor assure la sécurité pour le choix de plusieurs rotors. (Option)
- ✓ Jusqu'à 6 programmes utilisateur stockés dans la surface peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique avec verrouillage automatique, détection de survitesse, détection de surchauffe et détection de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et à la certification FDA des États-Unis.



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse**

Modèle YR019-TG

**Spécifications techniques :**

Modèle	YR019-TG	YR0141
Vitesse maximale	19000r/min	6000r/min
FCR max.	26307xg	5420xg
Capacité maximale	4x750ml	
Précision de la vitesse	± 10r/min	
Réglage de l'heure	1s ~ 99min59s	
Bruit	<65 dB(A)	
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
Consommation	1.2kw	
Dimension (L*W*H)	495mm×620mm×445mm	
Taille d'emballage (L*W*H)	730mm×670mm×570mm	
Poids net (pas de rotor)	70kg	



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse

Modèle YR019-TG



Rotor pour YR019-TG :

 No.1	Capacité : 12x1.5ml Vitesse maximale : 19000r / min RCF max : 24540xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml	 No.2	Capacité : 12x5ml Vitesse maximale : 16500r / min RCF max : 19175xg Adaptateur : 0.5ml、1.5ml
 No.3	Capacité : 6x30ml Vitesse maximale : 15000r / min RCF maximum : 23120xg	 No.3	Capacité : 12x10ml / 8x15ml Vitesse maximale : 15000r / min RCF max : 23120xg Adaptateur : 1.5ml、5ml
 No.4	Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 13000r / min RCF maximum : 17940xg	 No.7	Capacité : 24x1.5ml/2.2ml Vitesse maximale : 16500r/min FCR max : 26050xg Adaptateur : 0,2 ml, 0,5 ml
 No.8	Capacité : 6x85ml Vitesse maximale : 12000r/min RCF max : 15805xg Adaptateur : 50ml、15ml、20ml	 No.9	Capacité : 6x100ml Vitesse maximale : 10000r / min RCF max : 119600xg Adaptateur : 10ml、20ml
 No.10	Capacité : 48x1.5ml Vitesse maximale : 15500r/min RCF max : 26307xg Adaptateur : 0,2 ml, 0,5 ml		



#Let'sgivemore ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse


Modèle YR019-TG



Rotor pour YR019-TG et YR0141 :

 <p>No.1</p>	<p>Capacité: 6 x50ml Vitesse maximale: 6000r / min RCF max: 5420 xg Adaptateur: 15ml, 20ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 4 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min FCR maximale : 3040xg Épaisseur du seau de microplaque ≤15,5 mm x2</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 2 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 2200xg Godet pour microplaques</p>		



#Letsgivemore 
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S









KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse

Modèle YR019-TG



 <p data-bbox="245 1212 367 1277">No.7</p>	<p>Capacité : 4 x500ml</p> <p>Vitesse maximale : 4000r / min RCF</p> <p>max : 3310</p> <p>xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x7x15ml、4 x4 x50ml、4 x250ml、4 x500ml</p>  <p data-bbox="1046 1179 1137 1212">500ml</p>  <p data-bbox="1355 982 1483 1015">4x500ml</p>  <p data-bbox="1610 982 1738 1015">4x250ml</p>  <p data-bbox="1346 1288 1492 1321">4x4x50ml</p>  <p data-bbox="1601 1288 1747 1321">4x7x15ml</p>
---	--	---



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse

Modèle YR019-TG



 <p data-bbox="236 1179 364 1255">No.7</p>	<p>Capacité : 4 x250ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3310x g</p>	<p>Adaptateur : 4 x7x15ml, 4 x4 x50ml, 4 x250ml</p>  <p data-bbox="1128 1266 1237 1321">250ml</p>  <p data-bbox="1565 1004 1692 1059">4x50ml</p>  <p data-bbox="1547 1419 1710 1474">4x4x15ml</p>
--	--	---



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse

Modèle YR019-TG



	Capacité :4 x500ml	4 x 14 x 5 ml/7 ml	Adaptateur de seau carré : 4 x 25 x 1,5 ml, 4 x 28 x 5 ml (tube à vide sanguin), 4 x 20 x 10 ml (filetage interne), 4 x 10 x 15 ml · 4 x4 x50 ml· 4 x250 ml
	Vitesse maximale : 4000r/m en	Housse anti-aérosol (En option)	Adaptateur de seau de 500 ml :
	FCR max :3040 xg	4 x 24 x 5 ml	4 x 19 x5 ml/7 ml· 4 x9x15 ml· 4 x 7 x 20 ml· 4 x3x50 ml· 4 x100 ml· 4 x250 ml
		Tube à vide sanguin 4 x 19 x 5 ml/7 ml	
		Housse anti-aérosol (En option)	
		4 x 37 x 7 ml	
		G RIA Tube	



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse



Modèle YR019-TG

Capacité :4 x750ml	Seau de 750 ml	4 x 24 x 5 ml/7 ml
Vitesse maximale : 400 Or/min	Bouteille PE de 750 ml	(Tube à vide sanguin)·
FCR max : 3780x g		4x37x5ml/7ml (Tube G RIA)
		4 x 14 x 15 ml·
		4 x 12 x 20 ml·
		4 x5 x50ml·
		4 x3 x100ml·
		4 x 250 ml·
		4 flacons de 500 ml



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande capacité et à grande vitesse

Modèle YR019-TG



	Capacité : 6 x 250ml	Seau de 250 ml		6x9x1.5ml-	
	Vitesse maximale : 4200r /min			6x7 x5ml-	
	FCR max .: 3500xg			6x9x5/7ml (tube à vide sanguin)	
				6x7x10ml (filetage interne)	
				6x5x15ml-	
				6x4 x20ml-	
			6 x 50 ml-		
			6 flacons de 100 ml		
<p>No.5</p> 	 250 ml Bucket  250ml PE Bottle	 6x9x1.5ml	 6x7x5ml	 6x9x5/7ml Blood Vacuum Tube	 6x7x10ml Internal Thread
		 6x5x15ml	 6x4x20ml	 6x50ml	 6x100ml



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 


**AVEC
L'ACQUISITION DE
L'EQUIPEMENT
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :



**We present the
prototype of the
Kalstein phone**

Stay ahead of
trends with
our advanced
mobile
technology.



www.kalstein.net



PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

Vous trouverez ici nos tutoriels !



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

