




Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.

Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.

Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...

#Letsgivemore

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.

Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.

Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.

Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.

Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YR137-2



Description du produit :

Cette centrifugeuse polyvalente est dotée d'une technologie avancée et intelligente. Contrôle par micro-ordinateur, écran tactile LCD. Elle dispose de 10 niveaux d'accélération et de décélération au choix.



Performances techniques:

- ✓ Cette centrifugeuse polyvalente est dotée d'une technologie avancée et intelligente.
- ✓ Contrôle par micro-ordinateur, écran tactile LCD.
- ✓ Elle dispose de 10 niveaux d'accélération et de décélération au choix.
- ✓ Un nouveau verrouillage électronique assure la sécurité de l'essorage. Il est équipé d'un dispositif de sécurité en cas de dépassement de vitesse.
- ✓ La nouvelle serrure électronique assure la sécurité de l'essorage.
- ✓ Il y a un dispositif de sécurité en cas de survitesse, un dispositif de sécurité en cas de surchauffe et un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux BPF. Certifié par la FDA américaine.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YR137-2



Spécifications techniques :

Modelé	YR137-2
Vitesse maximale	5800r/min
FCR max.	5060×g
Capacité maximale	750 ml×4
Précision de la vitesse	± 50r/min
Réglage de l'heure	1min~99h 59min
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	AC110V/60Hz AC220V/50Hz
Dimension (L×W×H)	545mm×660mm×490mm
Taille d'emballage (L×W×H)	670mm×780mm×630mm
Poids net	72kg



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S























KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à grande vitesse



Modèle YRI37-2

<p>No.1</p>  <p>Rotor Capacity: 1.5ml/2.2mlx12 Max Speed: 20500r/min Max RCF: 29200xg Adapters: 0.2ml, 0.5ml</p>	<p>No.2</p>  <p>Rotor Capacity: 10mlx12 Max Speed: 15000r/min Max RCF: 23120xg Adapters: 1.5ml, 5ml</p>	<p>No.3</p>  <p>Rotor Capacity: 50mlx6 Max Speed: 13000r/min Max RCF: 17940xg Adapters: 15ml, 20ml</p>	<p>No.7</p>  <p>Rotor Capacity: 1.5ml/2.2mlx24 Max Speed: 18500r/min Max RCF: 24890xg Adapters: 0.2ml, 0.5ml</p>	<p>No.8</p>  <p>Rotor Capacity: 100mlx4 Max Speed: 11000r/min Max RCF: 11720xg Adapters: 10ml, 20ml</p>
---	--	--	---	--

<p>No.4</p>  <p>Rotor capacity:500mlx4 Max Speed: 4000r/min Max RCF: 3220xg</p> 		<p>Name: Microplate bucket Capacity: 4X2X96 well</p>		
	 <p>Bucket</p>	 <p>1.5mlx25x4</p>	 <p>5mlx28x4 Vacuum Tube</p>	 <p>50mlx4x4</p>
	 <p>500ml Bucket</p>	 <p>10mlx20x4</p>	 <p>15mlx10x4</p>	 <p>250mlx4</p>
	 <p>500ml Bottle</p>	 <p>5ml/7mlx20x4 Vacuum Tube</p>	 <p>15mlx8x4</p>	 <p>20mlx9x4</p>
		 <p>50mlx4x4</p>	 <p>100mlx2x4</p>	 <p>300mlx4</p>
		<p>4x24x5ml Vacuum Tube</p>		
<p>4x37x7ml GRIA Tube</p>				



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YRI37-2



No.4



Rotor capacity: 750mlx4
Max Speed: 4000r/min
Max RCF: 3780xg




750ml Bucket



750ml Bottle

 5ml / 7mlx24x4 Blood Vacuum Tube	 5ml / 7mlx37x4 GRIA Tube
 15mlx14x4	 20mlx12x4
 50mlx5x4	 100mlx3x4
 300mlx4	 500mlx4

No.5



Rotor capacity: 250mlx6
Max Speed: 4200r/min
Max RCF: 3500xg




250mlx6



250ml Bottle

 1.5mlx9x6	 5mlx7x6
 5/7mlx9x6 Blood Vacuum Tube	 10mlx7x6 Internal thread
 15mlx5x6	 20mlx4x6
 50mlx6	 100mlx6



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à grande vitesse



Modèle YRI37-2


No.6




Rotor capacity: 250mlx4
Max Speed: 4300r/min
Max RCF: 3582xg




250mlx4



250ml Bottle

 1.5mlx9x4	 5mlx7x4
 5/7mlx9x4 Blood Vacuum Tube	 10mlx7x4 Internal thread
 15mlx5x4	 20mlx4x4
 50mlx4	 100mlx4


No.4



Rotor Capacity: 4x2x96 well
Max Speed: 4000r/min
Max RCF: 3040xg



4x2x96 well
Microplate Bucket

 1.5mlx25x4	 5mlx28x4 Vacuum tube	 10mlx20x4 Internal Thread
 15mlx10x4	 50mlx4x4	It is customizable



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+ (33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

| Mail: sales.department@kalstein.eu

| www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.