




Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.

Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.

Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...

#Letsgivemore

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.

Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.

Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.

Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.

Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YR137-3



Description du produit :

Nous sommes une entreprise professionnelle engagée dans la fabrication et la vente de la centrifugeuse de table à haute capacité YR137-3. Sa conception unique et sa qualité stable lui valent les éloges des clients dans les domaines des collèges et universités, des unités de recherche, des produits pharmaceutiques, des traitements médicaux et de l'ingénierie pétrochimique.

Nous sommes une entreprise professionnelle engagée dans la fabrication et la vente de la centrifugeuse de table de grande capacité YR137-3. Sa conception unique et sa qualité stable lui valent les éloges des clients dans les domaines des collèges et universités, des unités de recherche, des produits pharmaceutiques, des traitements médicaux et de l'ingénierie pétrochimique.



Performances techniques:

- ✓ Commande par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable, faible bruit et grande précision de la vitesse.
- ✓ Panneau tactile, fonctionnement programmable, les données de fonctionnement peuvent être définies en fonction de la demande et stockées automatiquement.
- ✓ Affichage LED ou LCD. Interface conviviale, opérations simples et pratiques.
- ✓ La conversation en temps réel de la vitesse et de la FCR est pratique pour le fonctionnement.
- ✓ Il est doté d'un dispositif de verrouillage automatique, d'un dispositif de sécurité du couvercle, d'un dispositif de sécurité en cas de survitesse et d'un dispositif d'alarme automatique, etc.
- ✓ Il dispose de 10 fichiers de levier d'accélération et de décélération pour votre choix.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux BPF et certifié par la FDA des États-Unis.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YR137-3



Spécifications techniques :

Modelé	YR137-3
Vitesse maximale	5500r/min
FCR max.	5310×g
Capacité maximale	500 ml×4
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1min~99min/1min~99h59min
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	110 V/60 Hz 220 V/50 Hz
Dimension (LxlxH)	460mm×540mm×340mm
Taille d'emballage (L x l x H)	550mm×630mm×430mm
Poids net	31kg



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.
















All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à grande vitesse



Modèle YRI37-3

<p>No.4</p>  <p>Rotor capacity: 100mlx4 Max Speed: 5000r/min Max RCF: 4390xg</p>	 <p>100mlx4 Bucket</p>	<p>Adapters: 1.5mlx4x4</p> <p>Adapters: 5mlx2x4</p> <p>Adapters: 15mlx4</p> <p>Adapters: 50mlx4</p>	<p>Adapters: 5ml/7mlx4x4 Blood Vacuum Tube</p> <p>Adapters: 10mlx3x4 GRIA Tube</p> <p>Adapters: 20mlx4</p>
<p>No.5</p>  <p>Rotor capacity: 4200r/min Max RCF: 3100xg</p>	 <p>50mlx2x4 Bucket</p>  <p>15/10mlx4x4 Bucket</p>	<p>Adapters: 1.5mlx2 5ml/7ml Blood Vacuum Tube 5ml, 10ml 15ml, 20ml</p> <p>Adapters: 1.5ml 5ml/7m Blood Vacuum Tube 5ml, 10ml</p>	 <p>15/10mlx6x4 Bucket</p>  <p>15/10mlx8x4 Bucket</p> <p>Adapters: 1.5ml 5ml/7m Blood Vacuum Tube 5ml, 10ml</p> <p>Adapters: 1.5ml 5ml/7m Blood Vacuum Tube 5ml, 10ml</p>
<p>No.6</p>  <p>Rotor capacity: 4000r/min Max Speed: 3310xg Max RCF: 500mlx4</p>	 <p>500ml Conical Tube 500mlx4</p>	 <p>500mlx4 V-bottom</p>  <p>50mlx4x4 V-bottom</p>	 <p>250mlx4 V-bottom</p>  <p>15mlx7x4 V-bottom</p>



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YRI37-3



<p>No.2</p>  <p>Rotor capacity: 500mlx4 Max Speed: 4000r/min Max RCF: 3220xg</p>	 500ml Bucket	 1.5mlx20x4	 5ml/7mlx20x4 Blood Vacuum Tube	 10mlx15x4 GRIA Tube
	 500ml Bottle	 15mlx8x4	 20mlx9x4	 50mlx4x4
	 Bucket	 100mlx2x4	 250mlx4	
	 Microplate	 1.5mlx25x4	 5mlx28x4 Blood Vacuum Tube	 10mlx20x6
	 4x24x7ml Blood Vacuum Tube	 15mlx10x4	 50mlx4x4	 250mlx4
		4x2x96 Microplate		
		4x24x7ml Blood Vacuum Tube		



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à grande vitesse



Modèle YRI37-3

<p>No.4</p>  <p>Rotor capacity: 100mlx4 Max Speed: 5000r/min Max RCF: 4390xg</p>	 <p>100mlx4 Bucket</p>	Adapters: 1.5mlx4x4	Adapters: 5ml/7mlx4x4 Blood Vacuum Tube	
		Adapters: 5mlx2x4	Adapters: 10mlx3x4 G RIA Tube	
		Adapters: 15mlx4	Adapters: 20mlx4	
		Adapters: 50mlx4		
<p>No.5</p>  <p>Rotor capacity: 4200r/min Max RCF: 3100xg</p>	 <p>50mlx2x4 Bucket</p>	Adapters: 1.5mlx2 5ml/7ml Blood Vacuum Tube 5ml, 10ml 15ml, 20ml	 <p>15/10mlx6x4 Bucket</p>	Adapters: 1.5ml 5ml/7m Blood Vacuum Tube 5ml, 10ml
	 <p>15/10mlx4x4 Bucket</p>	Adapters: 1.5ml 5ml/7m Blood Vacuum Tube 5ml, 10ml	 <p>15/10mlx8x4 Bucket</p>	Adapters: 1.5ml 5ml/7m Blood Vacuum Tube 5ml, 10ml
<p>No.6</p>  <p>Rotor capacity: 4000r/min Max Speed: 3310xg Max RCF: 500mlx4</p>	 <p>500ml Conical Tube 500mlx4</p>	 <p>500mlx4 V-bottom</p>	 <p>250mlx4 V-bottom</p>	
		 <p>50mlx4x4 V-bottom</p>	 <p>15mlx7x4 V-bottom</p>	



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+(33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.