



Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse portable

Modèle YR142-6



Description du produit :

- ✓ Il s'agit d'un choix populaire dans les cliniques et les laboratoires.
- ✓ Contrôle par micro-ordinateur, moteur sans balais.
- ✓ Il est programmable et doté d'un affichage numérique.

Performance technique :

- ✓ Il s'agit d'un choix populaire dans les cliniques et les laboratoires.
- ✓ Contrôle par micro-ordinateur, moteur sans balais.
- ✓ Il est programmable et dispose d'un affichage numérique.
- ✓ Le commutateur vitesse/RCF est facile à utiliser.
- ✓ Il y a un dispositif de sécurité pour le couvercle, un dispositif de sécurité pour la vitesse et une détection d'erreur.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et certifié par la FDA.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse portable

Modèle YR142-6



Spécifications techniques :

7kg	YR142-6
Vitesse maximale	4000r/min
FCR max.	1980xg
Capacité maximale	8x20ml
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1s ~ 99min
Bruit	<50 dB(A)
Alimentation	AC110V/AC220V
Consommation	80w
Dimension (L*W*H)	310mm×260mm×220mm
Taille d'emballage (L*W*H)	370mm×320mm×280mm
Poids net (pas de rotor)	7kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse portable

Modèle YR142-6



<p>No.1</p> 	<p>Capacité : 12x7ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 1980xg</p>	<p>No.2</p> 	<p>Capacité : 6x15ml Vitesse maximale : 400r/min RCF max : 1980xg</p>
<p>No.3</p> 	<p>Capacité : 8x15ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 1980xg</p>	<p>No.3</p> 	<p>Capacité : 8x20ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF maximum : 1980xg</p>
<p>No.3</p> 	<p>Capacité : 12x10ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF maximum : 1980xg</p>		



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION DE
L'EQUIPEMENT
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :




**We present the
prototype of the
Kalstein phone**

Stay ahead of
trends with
our advanced
mobile
technology.



<https://onetreepanted.org>



www.kalstein.net

www.kalstein.net/fr/



PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

Vous trouverez ici nos tutoriels !



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

