



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse portable****Modelé YR142-6****Description du produit:**

- ✓ C'est un choix populaire dans toutes les cliniques et tous les laboratoires.
- ✓ Commande par micro-ordinateur, moteur sans balais.
- ✓ Il est programmable et doté d'un affichage numérique..

Performances techniques :

- ✓ C'est un choix populaire dans toutes les cliniques et tous les laboratoires.
- ✓ Commande par micro-ordinateur, moteur sans balais.
- ✓ Il est programmable et dispose d'un affichage numérique.
- ✓ Le commutateur vitesse/RCF est facile à utiliser.
- ✓ Il y a un dispositif de sécurité pour le couvercle, un dispositif de sécurité pour la vitesse et une détection d'erreur.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux BPF et certifié par la FDA des États-Unis.

**Spécifications techniques:**

Modèle	YR142-6
Vitesse maximale	4000r/min
FCR max.	1980xg
Capacité maximale	8x20ml
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1s ~ 99min
Bruit	<50 dB(A)
Alimentation	AC110V/AC220V
Consommation	80w
Dimension (L×W×H)	310mm×260mm×220mm
Taille d'emballage (L×W×H)	370mm×320mm×280mm
Poids net (pas de rotor)	7kg

**#Let'sgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S




KALSTEIN® Centrifuges
Centrifugeuse portable
Modelé YR142-6



<p>No.1</p> 	<p>Capacité : 12x7ml Vitesse maximale : 4000r / min FCR max. : 1980xg</p>	<p>No.2</p> 	<p>Capacité : 6x15ml Vitesse maximale : 400r/min RCF max : 1980xg</p>
<p>No.3</p> 	<p>Capacité : 8x15ml Vitesse maximale : 4000r / min FCR max. : 1980xg</p>	<p>No.3</p> 	<p>Capacité : 8x20ml Vitesse maximale : 4000r/min FCR max. : 1980xg</p>
<p>No.3</p> 	<p>Capacité : 12x10ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF maximum : 1980xg</p>		



#Letsgivemore 
 Thanks to your purchase, a donation is made
 to a non-profit foundation that fights against
 cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

