




Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse pour le lavage du sang

Modèle YR142-2



Description du produit :

- ✓ Commande par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable, faible bruit et grande précision de la vitesse.
- ✓ Panneau tactile, fonctionnement programmable, les données de fonctionnement peuvent être définies en fonction des besoins et stockées automatiquement.
- ✓ Affichage LED. Interface conviviale, opérations simples et pratiques.



Spécifications techniques :

| | | |
|-----------------------------------|--|--------|
| Modelé | YR142-2 | |
| Type de rotor | HLA (en anglais seulement) | SÉRO |
| Capacité du rotor | (0,25 ml à 1 ml) x12 | 7mlx12 |
| FCR max. | 2000xg | 1000xg |
| Conduire | Contrôle par micro-ordinateur, entraînement par moteur à courant continu sans balais | |
| Intervalle de temps | Programme corrigé | |
| Bruit | <60 dB(A) | |
| Alimentation | AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz | |
| Consommation | 150w | |
| Dimension (L×W×H) | 330mm×420mm×280mm | |
| Taille d'emballage (L×W×H) | 430mm×520mm×390mm | |
| Poids net (pas de rotor) | 15kg | |



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse pour le lavage du sang

Modèle YR142-2



| Lavage de l'hématocrite, extraction du sérum et du plasma | Clé | RCF Corrigé | Temps fixe | Une solution efficace |
|---|-----|-------------|-------------|--|
|  <p>HLA ROTOR</p> | 1 | 2000xg | Années 180 | Séparation des lymphocytes, séparation des cellules incubées |
| | 2 | 1000xg | 3s | Dernier exentérat d'hématob (élimination de la thrombine) |
| | 3 | 1000xg | Années 60 | Lavage des lymphocytes |
|  <p>SERO ROTOR</p> | 1 | 500xg | Années 60 | Groupe sanguin, image de la réaction d'hémagglutination |
| | 2 | 1000xg | 15 secondes | L'appariement croisé et les tests de l'antistaphylolysine |
| | 3 | 1000xg | Années 60 | Lavage de l'hématocrite, extraction du sérum et du plasma |



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION DE
L'EQUIPEMENT
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :




Nous vous présentons
le prototype du
téléphone Kalstein

Restez à la
pointe des
tendances
avec notre
technologie
mobile
avancée.



www.kalstein.net





PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

Vous trouverez ici nos tutoriels !



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

