



Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse pour micro hématocrite

Modèle YR134-2



Description du produit :

Le dispositif est conçu pour des tubes de micro hématocrite de 75 mm.



Performance technique :

- ✓ Cet appareil est petit, léger et facile à transporter, ce qui en fait un choix judicieux pour toute clinique ou laboratoire.
- ✓ Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu qui est peu bruyant et dont la vitesse est très précise.
- ✓ Le puissant moteur sans balais, sans entretien, tourne à 12 000 tr/min.
- ✓ produisant des résultats de sérum en 3 minutes.
- ✓ Le disque de lecture inclus permet de lire les tubes alors qu'ils sont encore sur le rotor. (rotor n° 1 uniquement)
- ✓ L'appareil est équipé d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de vitesse excessive, de température excessive et de déséquilibre.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et à la certification FDA des Etats-Unis.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse pour micro hématocrite

Modèle YR134-2



Spécifications techniques :

Modelé	YR134-2
Vitesse maximale	12000r/min
FCR max.	13500xg
Capacité maximale	24pièces de capillaires
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1 min ~ 99 min
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz
Consommation	300w
Dimension (L*W*H)	230mm×310mm×240mm
Taille d'emballage (L*W*H)	290mm×400mm×330mm
Poids net (pas de rotor)	9kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse pour micro hématocrite

Modèle YR134-2



 <p style="text-align: right;">No.1</p>	<p>Capacité : 24 pièces Vitesse maximale : 12000r / min RCF maximum : 13500xg</p> <p>Diamètre : utilisation pour capillaire standard Période Acc / Dec</p>	 <p style="text-align: right;">No.2</p>	<p>Capacité : 12 pieces Vitesse maximale : 12000r / min RCF maximum : 13500xg</p> <p>Diamètre : utiliser pour >2.5mm capillaire Acc / Dec Période >90sec.</p>
---	--	--	---



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION DE
L'EQUIPEMENT
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :



Nous vous présentons
le prototype du
téléphone Kalstein

Restez à la
pointe des
tendances
avec notre
technologie
mobile
avancée.



www.kalstein.net





PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

Vous trouverez ici nos tutoriels !



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

