



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse pour micro hématoците

Modelé YR134-2



Description du produit:

Le dispositif est conçu pour des tubes de micro hématoците de 75 mm.

Performances techniques :

- ✓ Cet appareil est petit, léger et facile à transporter, ce qui en fait un choix judicieux pour toute clinique ou laboratoire.
- ✓ Il est doté d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu, qui est peu bruyant et d'une grande précision de vitesse.
- ✓ Le puissant moteur sans balais, sans entretien, tourne à 12 000 tr/min, produisant des résultats de sérum en 3 minutes.
- ✓ produisant des résultats de sérum en 3 minutes.
- ✓ Le disque de lecture inclus permet de lire les tubes alors qu'ils sont encore sur le rotor. (Rotor No.1 seulement)
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique qui détecte les survitesses, les sur-températures et les déséquilibres.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.



Spécifications techniques:

Modèle	YR134-2
Vitesse maximale	12000r/min
FCR max.	13500xg
Capacité maximale	24pièces de capillaires
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1 min ~ 99 min
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz
Consommation	300w
Dimension (L×W×H)	230mm×310mm×240mm
Taille d'emballage (L×W×H)	290mm×400mm×330mm
Poids net (pas de rotor)	9kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.





All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges
Centrifugeuse pour micro hématoците
Modelé YR134-2



 <p style="text-align: right;">No.1</p>	<p>Capacité : 24 pièces Vitesse maximale : 12000r / min RCF maximum : 13500xg</p> <p>Diamètre : à utiliser pour la période capillaire standard Acc / Dec</p>	 <p style="text-align: right;">No.2</p>	<p>Capacité : 12 pièces Vitesse maximale : 12000r / min RCF max : 13500xg</p> <p>Diamètre : utiliser pour la période capillaire Acc / Dec de >2,5 mm >90 secondes.</p>
---	--	---	---



#Let'sgive more ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify small objects. This is a common piece of equipment in a laboratory.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a piece of equipment that is used to store samples in a controlled environment (refrigerated space), without frost and odors.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

