




Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.

Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.

Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...

#Letsgivemore

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.

Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.

Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.

Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.

Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table



Modèle YR126-1

Description du produit :

La centrifugeuse de paillasse à grande vitesse extrait principalement les composants requis du mélange liquide. En fonction de la densité de chaque substance, après la rotation à grande vitesse, le liquide dense descend dans la couche inférieure et le liquide de faible densité flotte dessus, ce qui permet de stratifier le liquide. Raffiner les choses pures dont j'ai besoin. Il est utilisé dans de nombreux domaines tels que la médecine et l'industrie chimique..



Performances techniques:

- ✓ La vitesse maximale est de 21 000 tr/min, et la plus grande capacité du rotor oscillant est de 4 x 750 ml.
- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable AC qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran tactile LCD permet de visualiser facilement les opérations.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R404a sans CFC.
- ✓ La reconnaissance automatique du rotor assure la sécurité pour le choix de rotors multiples. (Option)
- ✓ Jusqu'à 6 programmes utilisateur stockés dans la surface peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Il est doté d'un système de verrouillage automatique, d'une détection de survitesse, d'une détection de surchauffe,
- ✓ détection de déséquilibre qui est un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.



#Letsgivingmore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse

Modèle YR126-1



Spécifications techniques :

Modelé	YR126-1	YR137-1
Vitesse maximale	21000r/min	5800r/min
FCR max.	30642xg	5060xg
Capacité maximale	4x750ml	
Précision de la vitesse	± 10r/min	
Réglage de l'heure	1s~99h 59min59s	
Réglage de la température	-20 °C ~ +40 °C	
Précision de la température	±1 °C	
Unité de compression	Unité de compression French Tecumseh R404a	
Bruit	<65 dB(A)	
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
Consommation	1.5kw	
Dimension (L×W×H)	734mm×620mm×445mm	
Taille d'emballage (L×W×H)	910mm×720mm×620mm	
Poids net (pas de rotor)	100kg	



#Let'sgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse



Modèle YR126-1

Rotor pour YR0126-1 :

 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 12x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 21000r / min RCF max : 30642xg Adaptateur : 0.2ml, 0.5ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 12x5ml Vitesse maximale : 16500r / min RCF max : 19175xg Adaptateur : 0.2ml, 0.5ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 6x30ml Vitesse maximale : 15000r / min RCF maximum : 23120xg</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 12x10ml Vitesse maximale : 15000r / min RCF max : 23120xg Adaptateur : 1.5ml, 5ml</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 13000r / min RCF max : 17940xg</p>	 <p>No.7</p>	<p>Capacité : 24x1.5ml/2.2ml Vitesse maximale : 16500r/min FCR max : 26050xg Adaptateur : 0,2 ml, 0,5 ml</p>
 <p>No.8</p>	<p>Capacité : 6x85ml Vitesse maximale : 12000r / min RCF max : 15805xg Adaptateur : 5ml, 15ml, 20ml</p>	 <p>No.9</p>	<p>Capacité : 6x100ml Vitesse maximale : 10000r / min RCF max : 11960xg Adaptateur : 10ml, 20ml</p>
 <p>No.10</p>	<p>Capacité : 48x15ml Vitesse maximale : 15500r / min RCF max : 26307xg Adaptateur : 0.2ml, 0.5ml</p>		



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse




Modèle YR126-1

Rotor pour YR0126-1 & YR137-1 :

 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 5800r / min RCF max : 5060 xg Adaptateur : 15ml、 20ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 4 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3040 xg Seau pour microplaques 4 x2 x96 Épaisseur ≤ 15,5 ml x2</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 2 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 2200 xg 2 x2 x96 Godet pour microplaques</p>	 <p>No.7</p>	<p>Capacité : 4x500ml (conique) Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 3310 xg 500ml Adaptateur : 4 x500ml、 4 x250ml、 4 x4 x50ml、 4 x7 x15ml</p>
 <p>No.7</p>	<p>Capacité : 4 x250ml (conique) Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 3310 xg 250ml Adaptateur : 4 x50ml、 4 x4 x15ml</p>	 <p>250ml</p>	 <p>4x50ml</p>  <p>4x4x15ml</p>



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.









All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse



Modèle YRI26-1

 <p>No.2</p> 	<p>Capacité : 4 x500ml Vitesse maximale : 4000r / m dans RCF maximum : 3040 xg</p>	<p>4 x 14 x 5 ml/7 ml Housse d'aérosol (en option) 4 tubes à vide sanguin de 24 x 5 ml 4 x 19 x 5 ml/7 ml Housse d'aérosol (en option) 4 x 37 x 7 ml G RIA Tube</p>	<p>Adaptateur de seau carré : 4 x 25 x 1,5 ml, 4 x 28 x 5 ml (tube à vide sanguin), 4 x 20 x 10 ml (filetage interne), 4 x 10 x 15 ml, 4 x 4 x50 ml, 4 x250 ml Adaptateur de seau de 500 ml : 4 x19 x5 ml/7 ml, 4 x 9 x 15 ml, 4 x 7 x 20 ml, 4 x3x50 ml, 4 x100 ml, 4 x250 ml</p>
		 <p>4x14x5ml/7ml Aerosol Cover (Option)</p>  <p>4x19x5ml/7ml</p>	 <p>4x24x5ml Blood Vacuum Tube</p>  <p>4x37x7ml</p>



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse



Modèle YR126-1

 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 4 x750ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF maximum : 3780xg</p>	<p>Seau de 750 ml Bouteille de PE de 750 ml</p>	<p>4 x24 x5 ml/7 ml (tube à vide sanguin), 4x37x5ml/7ml (tube G RIA) 4 x14 x15ml, 4 x12 x20ml, 4 x5 x50ml, 4 x3 x100ml, 4 x250ml, 4 x500ml</p>
	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>750 ml Bucket</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>750ml PE Bottle</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x24x5ml/7ml Blood Vacuum Tube</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x37x5ml/7ml G RIA Tube</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x14x15ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x12x20ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x5x50ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x3x100ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x250ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x500ml</p> </div> </div>		



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.
















All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S




KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse



Modèle YR126-1

 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 6 x250ml Vitesse maximale : 4200r / min RCF max : 3500xg</p>	<p>Seau de 250 ml</p>	 <p>250 ml Bucket</p>  <p>250ml PE Bottle</p>
 <p>No.6</p>	<p>Capacité :4 x250ml Max</p>	<p>250ml PE</p>	<p>6x9x1.5ml, 6x7 x5ml, 6x9x5/7ml (tube à vide sanguin), 6x7x10ml (filetage interne), 6x5x15ml, 6x4 x20ml, 6 x 50 ml, 6 x 100 ml</p>
 <p>No.6</p>	<p>Vitesse : 4300r/min RCF max : 3582xg</p>	<p>Bouteille</p>	 <p>6x9x1.5ml</p>  <p>6x7x5ml</p>  <p>6x9x5/7ml Blood Vacuum Tube</p>  <p>6x7x10ml Internal Thread</p>  <p>6x5x15ml</p>  <p>6x4x20ml</p>  <p>6x50ml</p>  <p>6x100ml</p>



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!



Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO



Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.



Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+ (33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

| Mail: sales.department@kalstein.eu

| www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.