



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivingmore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse****Modelé YR122****Description du produit:**

Il est équipé d'un dispositif de verrouillage automatique, d'un dispositif de sécurité en cas de survitesse, d'un dispositif de sécurité en cas de surchauffe, d'un dispositif de sécurité en cas de déséquilibre et d'un dispositif d'alarme automatique. Il dispose de 10 fichiers de niveaux d'accélération et de décélération pour votre choix. Anneau scellé en silicone conforme aux BPF. Certifié par la FDA américaine.

Performances techniques :

- ✓ La capacité maximale du rotor oscillant est de 4X1000ml.
- ✓ Cette machine est équipée d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur AC à conversion variable qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran digital LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R404a sans CFC.
- ✓ Il est équipé d'un système de verrouillage automatique, d'une détection de survitesse, d'une détection de surchauffe, d'une détection de déséquilibre et d'un système d'alarme automatique,
- ✓ détection de déséquilibre qui est un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ La configuration essentielle comprend le changement de rotor, la vitesse/RCF, le temps, la température, 9 niveaux d'accélération et de décélération, ce qui constitue le choix le plus économique.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et à la certification FDA des États-Unis.

**#Letsgivingore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse

Modelé YR122



Spécifications techniques:

Modèle	YR122	YR0140
Vitesse maximale	5000r/min	5000r/min
FCR max.	4100xg 4640xg	
Capacité maximale	4x1000ml	
Précision de la vitesse	± 10r/min	
Réglage de l'heure	1s~99h 59min59s	
Réglage de la température	-20 °C ~ +40 °C	Non
Précision de la température	±1 °C	Non
Unité de compression	Oui	Non
Bruit	<65 dB(A)	
Alimentation	AC220V, 50Hz-60Hz	
Consommation	2Kw	1.5Kw



#Letsgivingore ♥







Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse****Modelé YR122**

 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 6x300ml Vitesse maximale : 5000r / min RCF max : 3850xg Adaptateur : 50ml, 100ml</p>	<p>YR0140</p>	<p>Capacité : 6x500ml Vitesse maximale : 5000r / min RCF max : 4640xg Adaptateur : 50ml, 100ml, 250ml</p>
 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 4 x500ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3780 xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x20 x1.5ml, 4 x20 x5ml/7ml (tube à vide sanguin), 4 x 15 x 10ml (filetage interne), 4 x8 x15ml, 4 x9 x20ml, 4 x9 x20ml, 4 x4 x50ml, 4 x2 x100ml, 4 x250ml</p>	
 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 4 x750ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3780</p>	<p>Adaptateur : 4 x21 x1,5 ml, 4 x24 x5 ml / 7 ml (tube à vide sanguin), 4 x 37 x 5 ml / 7 ml (tube G RIA), 4 x 20 x 10 ml (filetage interne), 4 x14 x15 ml, 4 x12 x20 ml, 4 x5 x50 ml, 4 x3 x100 ml, 4 x250 ml, 4 x500ml</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 4 x1000ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 4100 xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x21 x1,5 ml, 4 x24 x5 ml / 7 ml (tube à vide sanguin), 4 x 37 x 5 ml / 7 ml (tube G RIA), 4 x 20 x 10 ml (filetage interne), 4 x14 x15 ml, 4 x12 x20 ml, 4 x5 x50 ml, 4 x3 x100 ml, 4 x250 ml, 4 x500ml</p>	
 <p>No.5</p>	<p>Capacité : Godet carré Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3040 xg</p>	<p>Adaptateur : 1.5mlx25x4, 5mlx28x4 (tube à vide sanguin), 10m x 20 x 4l (filetage interne), 4 x10 x15ml, 4 x4 x50ml, 4 x250ml</p>	
 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 4 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min FCR max : 3040 xg (seau pour microplaques)</p>		

#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of equipment in laboratories and research facilities.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a piece of equipment that is used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

