



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse****Modelé YR124-1****Description du produit:**

Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable à courant alternatif qui fournit un couple élevé.

Performances techniques :

- ✓ La capacité maximale du rotor oscillant est de 4X750ml.
- ✓ Cette machine est équipée d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur AC à conversion variable qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran digital LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R404a sans CFC.
- ✓ Il est équipé d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de survitesse, détection de sur-température et détection de déséquilibre.
- ✓ La configuration essentielle comprend le changement de rotor, la vitesse/RCF, le temps, la température, 9 niveaux d'accélération et de décélération, ce qui constitue le choix le plus économique.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et à la certification US FDA.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges
Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse
Modèle YR124-1



Spécifications techniques:

Modèle	YR124	YR124-1
Vitesse maximale	5000r/min	5000r/min
FCR max.	3780 xg	
Capacité maximale	4x750ml	
Précision de la vitesse	± 10r/min	
Réglage de l'heure	1s~99h 59min59s	
Réglage de la température	-20 °C ~ +40 °C	Non
Précision de la température	±1 °C	Non
Unité de compression	Oui	Non
Bruit	<65 dB(A)	
Alimentation	AC220V, 50Hz-60Hz	
Consommation	2Kw	1Kw



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse

Modelé YR124-1



 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 5000r/min RCF max : 3780xg Adaptateur : 15ml、20ml</p>		
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 4 x500ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximale : 3780 xg</p>  <p>500 ml Bucket</p>  <p>500ml PE Bottle</p>	<p>Adaptateur : 4 x20 x1.5ml, 4 x20 x5ml/7ml (tube à vide de sang), 4 x 15 x 10ml (filetage interne), 4 x8 x15ml, 4 x9 x20ml, 4 x9 x20ml, 4 x4 x50ml, 4 x2 x100ml, 4 x250ml</p>	 <p>4x20x1.5ml 4x20x5ml/7ml 4x15x10ml Blood Vacuum Tube Internal Thread 4x8x15ml</p> <p>4x9x20ml 4x4x50ml 4x2x100ml 4x250ml</p>



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges


Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse

Modelé YR124-1



 <p style="text-align: center;">No.3</p>	<p>Capacité : 4 x 750ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF max. : 3780</p>	<p>Adaptateur : 4 x 21 x 1.5ml, 4 x 24 x 5ml/7ml (tube à vide de sang), 4 x 37 x 5ml/7ml (tube G RIA), 4 x 20 x 10ml (filetage interne), 4 x 14 x 15ml, 4 x 12 x 20ml, 4 x 5 x 50ml, 4 x 3 x 100ml, 4 x 250ml, 4 x 500ml</p>  
 <p style="text-align: center;">No.5</p>	<p>Capacité : Carré Vitesse maximale du godet : 4000r/min RCF max : 3040 xg</p>	<p>Adaptateur: 4 x 25 x 1.5ml, 4 x 28 x 5ml (tube à vide de sang), 4 x 20 x 10ml (filetage interne), 4 x 10x 15ml, 4 x 20 x 10ml (filetage interne), 4 x 10x 15ml, 4</p>  



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges


Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse

Modelé YR124-1



 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 5000r / min RCF maximum : 3780xg Adaptateur : 15 ml, 20 ml</p>	 <p>2x2x96 (Microplate Bucket)</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 4 x500ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3780 xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x20 x1,5 ml、 4 x20 x5 ml / 7 ml (tube à vide sanguin)、 4 x 15 x 10 ml (filetage interne)、 4 x8 x15 ml、 4 x9 x20 ml、 4 x9 x20 ml、 4 x4 x50 ml、 4 x2 x100 ml、 4 x250ml</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 4 x750ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3780</p>	<p>Adaptateur : 4 x21 x1,5 ml、 4 x24 x5 ml / 7 ml (tube à vide sanguin)、 4 x 37 x 5 ml / 7 ml (tube G RIA)、 4 x 20 x 10 ml (filetage interne)、 4 x14 x15 ml、 4 x12 x20 ml、 4 x5 x50 ml、 4 x3 x100 ml、 4 x250 ml、 4 x500ml</p>	
 <p>No.5</p>	<p>Capacité : Godet carré Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3040 xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x25 x1,5 ml、 4 x28 x5ml (tube à vide sanguin)、 4 x 20 x 10 ml (filetage interne)、 4 x 10x 15 ml、 4 x4 x50ml、 4 x250ml</p>	
 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 2x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min FCR max : 2200 xg (seau pour microplaques)</p>		
 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 4x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min FCR max : 3040 xg (seau pour microplaques)</p>		



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a piece of laboratory equipment that is used to maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

