



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.




#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table****Modelé YR0125****Description du produit:**

Principe de fonctionnement de la centrifugeuse à congélation à grande vitesse : la centrifugeuse à congélation à grande vitesse utilise la puissante force centrifuge générée par la rotation à grande vitesse du rotor de la centrifugeuse à congélation à grande vitesse pour accélérer la vitesse de sédimentation des particules dans le liquide et séparer le coefficient de sédimentation et la densité de flottaison de l'échantillon.

**Performance technique:**

- ✓ Cette machine est équipée d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran numérique LCD permet de visualiser facilement les opérations.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R134a sans CFC.
- ✓ L'appareil est équipé d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de survitesse, de surchauffe et de déséquilibre.
- ✓ Il y a 9 niveaux d'accélération et 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modèle YR0125

**Spécifications techniques:**

Modèle	YR0125	YR127	YR128
Vitesse maximale	20000r/min	18000r/min	16000r/min
FCR max.	27800xg	23755xg	17800xg
Capacité maximale	4x100ml	4x100ml	6x50ml
Précision de la vitesse	± 30r/min		
Réglage de l'heure	1min~99h 59min		
Réglage de la température	-20 °C ~ +40 °C		
Précision de la température	±1 °C		
Unité de compression	Unité de compression French Tecumseh R134a		
Bruit	<65 dB(A)		
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz		
Consommation	1.2kw		
Dimension (L×W×H)	600mm×470mm×330mm		
Taille d'emballage (L×W×H)	720mm×640mm×430mm		
Poids net (pas de rotor)	50kg		



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modelé YR0125



 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 12x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 20000 / 18000 / 16000 (r / min) RCF max :</p> <p>Adaptateur 27800xg/22530xg/17800xg : 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 24x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 16000 / 16000 / 13200 (r / min) RCF max :</p> <p>23755xg/23755xg/16110xg Adaptateur : 0.2ml, 0.5ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 10x5ml Vitesse maximale : 16000/13000/13000 (tr/min) Max RCF : 17280xg/11400xg/11400xg Adaptateur : 0.5ml, 1.5ml</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 12x5ml Vitesse maximale : 16000/13000/13000 (tr/min) Max RCF : 17280xg/11400xg/11400xg Adaptateur : 0.5ml, 1.5ml</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 2 x48 Vitesse maximale : 3000r/min FCR max. : 1400xg</p>	 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 36x0.5ml Vitesse maximale : 13000/13000/12000 (tr/min) RCF max :</p> <p>16760xg/16760xg/14300xg</p>
 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 48x0.5ml Vitesse maximale : 13000r/min 13000r/min 12000r/min FCR max. : 16760xg 16760xg 14300xg</p>	 <p>No.5</p>	<p>Contenance : 12x10ml Vitesse maximale : 13000r/min 13000r/min 12000r/min FCR max. : 16760xg 16760xg 14300xg Adaptateur : 1.5ml, 5ml</p>
 <p>No.5</p>	<p>Contenance : 8x15ml Vitesse maximale : 13000r/min 13000r/min 12000r/min FCR max. : 16760xg 16760xg 14300xg Adaptateur : 1.5ml, 5ml</p>	 <p>No.6</p>	<p>Contenance : 6x50ml Vitesse maximale : 12000r/min 12000r/min 11000r/min FCR max. : 13000xg 13000xg 10950xg Adaptateur : 15ml, 20ml</p>
 <p>No.6</p>	<p>Capacité : 4x100ml Vitesse maximale : 12000r/min FCR max : 13000xg Adaptateur : 10ml, 20ml Uniquement pour TGL- 20M & TGL-18M</p>	 <p>No.7</p>	<p>Capacité : 4x10ml Vitesse maximale : 6000r / min FCR max. : 3200xg</p>
 <p>No.8</p>	<p>Contenance : 48x1.5ml Vitesse maximale : 15000/14000 (tr/min) RCF max : 24637xg/21461xg Adaptateur : 0.2ml, 0.5ml</p>		



#Let'sgive more 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing and maintaining equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

