



Un accompagnement différent à votre service



**Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

# LABORATOIRE SECTEUR

---

# CENTRIFUGES

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.





**KALSTEIN® Centrifuges****Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table****Modelé YR126-1****Description du produit:**

La centrifugeuse de paillasse à grande vitesse extrait principalement les composants requis du mélange liquide. En fonction de la densité de chaque substance, après la rotation à grande vitesse, le liquide dense descend dans la couche inférieure et le liquide de faible densité flotte dessus, ce qui permet de stratifier le liquide. Raffiner les choses pures dont j'ai besoin. Il est utilisé dans de nombreux domaines tels que la médecine et l'industrie chimique.

**Performance technique:**

- ✓ La vitesse maximale est de 21 000 tr/min, et la plus grande capacité du rotor oscillant est de 4X750 ml.
- ✓ Cette machine est équipée d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable AC qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran tactile LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R404a sans CFC.
- ✓ La reconnaissance automatique du rotor assure la sécurité pour le choix de rotors multiples. (Option)
- ✓ Jusqu'à 6 programmes d'utilisateur stockés dans la surface peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Il est doté d'un système de verrouillage automatique, d'une détection de survitesse, d'une détection de surchauffe,
- ✓ détection de déséquilibre qui est un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ Il y a 9 niveaux d'accélération et 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Centrifuges**

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modèle YR126-1

**Spécifications techniques:**

<b>Modèle</b>	YR126-1	YR137-1
<b>Vitesse maximale</b>	21000r/min	5800r/min
<b>FCR max.</b>	30642xg	5060xg
<b>Capacité maximale</b>	4x750ml	
<b>Précision de la vitesse</b>	± 10r/min	
<b>Réglage de l'heure</b>	1s~99h 59min59s	
<b>Réglage de la température</b>	-20 °C ~ +40 °C	
<b>Précision de la température</b>	±1 °C	
<b>Unité de compression</b>	Unité de compression French Tecumseh R404a	
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)	
<b>Alimentation</b>	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
<b>Consommation</b>	1.5kw	
<b>Dimension (L×W×H)</b>	734mm×620mm×445mm	
<b>Taille d'emballage (L×W×H)</b>	910mm×720mm×620mm	
<b>Poids net (pas de rotor)</b>	100kg	



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Centrifuges****Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table****Modelé YR126-1****Rotor pour YR126-1:**

 <p><b>No.1</b></p>	<p>Capacité : 12x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 21000r / min RCF maximum : 30642xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>	 <p><b>No.2</b></p>	<p>Contenance : 12x5ml Vitesse maximale : 16500r/min FCR maximale : 19175xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>
 <p><b>No.3</b></p>	<p>Capacité : 6x30ml Vitesse maximale : 15000r / min FCR max. : 23120xg</p>	 <p><b>No.3</b></p>	<p>Capacité : 12x10ml Vitesse maximale : 15000r / min FCR max. : 23120xg Adaptateur : 1.5ml、5ml</p>
 <p><b>No.4</b></p>	<p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 13000r / min FCR max. : 17940xg</p>	 <p><b>No.7</b></p>	<p>Capacité : 24x1.5ml/2.2ml Vitesse maximale : 16500r/min FCR max : 26050xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>
 <p><b>No.8</b></p>	<p>Capacité : 6x85ml Vitesse maximale : 12000r / min FCR max. : 15805xg Adaptateur : 5ml、15ml、20ml</p>	 <p><b>No.9</b></p>	<p>Capacité : 6x100ml Vitesse maximale : 10000r / min FCR max. : 11960xg Adaptateur : 10ml、20ml</p>
 <p><b>No.10</b></p>	<p>Capacité : 48x15ml Vitesse maximale : 15500r / min FCR max. : 26307xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>		

#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modelé YR126-1



#### Rotor pour YR0126-1 & YR137-1

 <p><b>No.1</b></p>	<p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 5800r / min FCR max : 5060 xg Adaptateur : 15ml、20ml</p>	 <p><b>No.2</b></p>	<p>Capacité : 4 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min FCR max :3040 xg Seau pour microplaques 4 x2 x96 Épaisseur ≤15.5ml x2</p>
 <p><b>No.3</b></p>	<p>Capacité : 2 x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min FCR max : 2200 xg 2 x2 x96 Seau pour microplaques</p>	 <p><b>No.7</b></p>	<p>Capacité : 4x500ml (conique) Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximum : 3310 xg 500ml Adaptateur : 4 x500ml、4 x250ml、4 x4 x50ml、4 x7 x15ml</p>
 <p><b>No.7</b></p>	<p>Capacité :4 x250ml (Conique) Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximale : 3310 xg 250 ml Adaptateur : 4 x50ml、4 x4 x15ml</p>	 <p>250ml</p>	 <p>4x50ml 4x4x15ml</p>



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S









**KALSTEIN® Centrifuges**

**Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table**

Modelé YR126-1



 <p>No.2</p> 	<p>Capacité :4 x500ml Max Vitesse : 4000r/m dans FCR max :3040 xg</p>	<p>4 x 14 x 5 ml/7 ml Housse en aérosol (en option) 4 x 24 x 5 ml Tube à vide sanguin 4 x 19 x 5 ml/7 ml Housse aérosol (En option) 4 x 37 x7 ml G RIA Tube</p>	<p>Adaptateur de seau carré :4 x25 x1,5 ml、4 x28 x5ml (tube à vide sanguin)、4 x 20 x 10 ml (filetage interne)、4 x 10x 15 ml、4 x4 x50ml、4 x250ml Adaptateur de seau de 500 ml : 4 x 19 x5 ml/7 ml、4 x9x15ml、4 x 7 x 20ml、4 x3x50ml、4 x100ml、4 x250ml</p>
 <p>4x14x5ml/7ml Aerosol Cover (Option)</p>  <p>4x24x5ml Blood Vacuum Tube</p>  <p>4x19x5ml/7ml</p>  <p>4x37x7ml</p>			



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S
















## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modelé YR126-1



 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 4 x750ml          Vitesse maximale : 4000r / min RCF maximum : 3780xg</p>	<p>Seau de 750 ml          Bouteille de PE de 750 ml</p>	<p>4 x24 x5 ml/7 ml (tube à vide sanguin),          4x37x5ml/7ml (tube G RIA)          4 x 14 x 15 ml,          4 x 12 x 20 ml,          4 x5 x50ml,          4 x3 x100ml,          4 x 250 ml,          4 flacons de 500 ml</p>
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>750 ml Bucket</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>750ml PE Bottle</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>4x24x5ml/7ml Blood Vacuum Tube</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>4x37x5ml/7ml G RIA Tube</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>4x14x15ml</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>4x12x20ml</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>4x5x50ml</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>4x3x100ml</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>4x250ml</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>4x500ml</p> </div> </div>			



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**


















## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modelé YR126-1



 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 6 x250ml Vitesse maximale : 4200r / min RCF max : 3500xg</p>	<p>Seau de 250 ml</p>	 <p>250 ml Bucket</p>  <p>250ml PE Bottle</p>
 <p>No.6</p>			<p>6x9x1.5ml、 6x7 x5ml、 6x9x5/7ml (tube à vide sanguin)、 6x7x10ml (filetage interne)、 6x5x15ml、 6x4 x20ml、</p>
 <p>No.6</p>	<p>Capacité :4 x250ml Max</p> <p>Vitesse : 4300r/min RCF max : 3582xg</p>	<p>250ml PE</p> <p>Bouteille</p>	<p>6 x 50 ml、 6 flacons de 100 ml</p>  <p>6x9x1.5ml</p>  <p>6x7x5ml</p>  <p>6x9x5/7ml Blood Vacuum Tube</p>  <p>6x7x10ml Internal Thread</p>  <p>6x5x15ml</p>  <p>6x4x20ml</p>  <p>6x50ml</p>  <p>6x100ml</p>



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a piece of laboratory equipment that is used to maintain, in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>  
<https://www.kalstein.fr/>

