



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table****Modelé YR137-1****Description du produit:**

Lorsqu'une substance est précipitée dans un milieu, elle s'accompagne d'un phénomène de diffusion. La diffusion est inconditionnelle et absolue. Plus la taille des particules de la substance est petite, plus l'étendue de la diffusion est grande.

**Performances techniques de la centrifugeuse réfrigérée de grande capacité:**

- ✓ Commande par micro-ordinateur, grand écran tactile LCD.
- ✓ Reconnaissance automatique du moteur (en option).
- ✓ L'anneau scellé sil stique est conforme aux normes GMP et US FDA.
- ✓ Il y a 10 fichiers de niveaux d'accélération et de décélération pour votre choix.
- ✓ Le nouveau verrouillage électronique assure la sécurité de l'essorage. Il y a un dispositif de sécurité en cas de survitesse, un dispositif de sécurité en cas de sur-température et un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ Option préprogrammée et fonction de stockage de la mémoire.
- ✓ La chambre dispose d'un grand espace. De nombreux rotors sont disponibles et interchangeable.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux BPF et certifié par la FDA des États-Unis.

Lorsqu'une substance est précipitée dans un milieu, elle s'accompagne d'un phénomène de diffusion. La diffusion est inconditionnelle et absolue. Plus la taille des particules de la substance est petite, plus l'étendue de la diffusion est grande. La sédimentation est soumise à la force extérieure. L'entretien est conditionnel, et la masse de l'objet est plus importante. Plus la vitesse de sédimentation est rapide, plus la centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse est disponible, car certaines particules sont trop petites pour voir le processus de sédimentation.

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table****Modelé YR137-1****Spécifications techniques:**

Modèle	YR137-1
Vitesse maximale	5800r/min
FCR max.	5060×g
Capacité maximale	750 ml×4
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1min~99h 59min
Réglage de la température	-20 ~ +40 °C
Précision de la température	±1 °C
Unité de compresseur	Unités de réfrigération importées.R404a
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	AC110V/60Hz AC220V/50Hz
Dimension (L×W×H)	725mm×660mm×440mm
Taille d'emballage (L×W×H)	880mm×780mm×620mm
Poids net	75kg

**#Letsgivingore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modelé YR137-1



No.1



Rotor Capacity: 1.5ml/2.2mlx12
Max Speed: 21000r/min
Max RCF: 30642xg
Adapters: 0.2ml, 0.5ml

No.2



Rotor Capacity: 5mlx12
Max Speed: 16500r/min
Max RCF: 19175xg
Adapters: 0.5ml, 1.5ml

No.3



Rotor Capacity: 30mlx6
Max Speed: 15000r/min
Max RCF: 23120
Adapters: 0.5ml, 1.5ml

No.3



Rotor Capacity: 10mlx12
Max Speed: 15000r/min
Max RCF: 23120xg
Adapters: 10ml

No.4



Rotor Capacity: 50mlx6
Max Speed: 13000r/min
Max RCF: 17940xg
Adapters: 15ml, 20ml

No.7



Rotor Capacity: 1.5ml/2.2mlx24
Max Speed: 16500r/min
Max RCF: 26050xg
Adapters: 0.2ml, 0.5ml

No.8



Rotor Capacity: 85mlx6
Max Speed: 12000r/min
Max RCF: 15805xg
Adapters: 50ml, 15ml, 20ml

No.9



Rotor Capacity: 100mlx6
Max Speed: 10000r/min
Max RCF: 11960xg
Adapters: 50ml It is customizable



Rotor capacity: 500mlx4
Max Speed: 4000r/min
Max RCF: 3040xg

Name: Microplate bucket
Capacity: 4X2X96 well



	Bucket		1.5mlx25x4		5mlx28x4 Vacuum Tube		50mlx4x4
	500ml Bucket		10mlx20x4		15mlx10x4		250mlx4
	500ml Bottle		5ml/7mlx20x4 Vacuum Tube		15mlx8x4		20mlx9x4
	4x24x5ml Vacuum Tube		50mlx4x4		100mlx2x4		300mlx4
	4x37x7ml G RIA Tube						



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.























KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modelé YR137-1



 <p>Rotor capacity: 750mlx4 Max Speed: 4000r/min Max RCF: 3780xg</p>	 750ml Bucket  750ml Bottle	 5ml / 7mlx24x4 Vacuum Tube	 5ml / 7mlx37x4 G RIA Tube	 15mlx14x4
		 20mlx12x4	 50mlx5x4	 100mlx3x4
		 300mlx4	 500mlx4	

 <p>Rotor capacity: 250mlx6/4 Max Speed: 4200r/min Max RCF: 3500xg</p>	 250ml Bucket  250ml Bottle	 1.5mlx9x6/4	 5mlx7x6/4
		 5/7mlx9x6/4 Vacuum Tube	 10mlx7x6/4 Internal Thread
		 15mlx5x6/4	 20mlx4x6/4
		 50mlx6/4	 100mlx6/4



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

