



Un accompagnement différent à votre service



**Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

# LABORATOIRE SECTEUR

---

# CENTRIFUGES

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.





**KALSTEIN® Centrifuges****Centrifugeuse réfrigérée à haute vitesse sur pied****Modelé YR0115****Description du produit:**

Elle dispose d'un contrôle micro-informatique, d'un verrou électronique et d'un moteur à conversion de fréquence AC qui délivre un couple élevé.

**Performances techniques :**

- ✓ La vitesse maximale est de 25000 tr/min, et la capacité maximale du rotor fixe est de 4X1000ml.
- ✓ Elle dispose d'un contrôle micro-informatique, d'un verrou électronique et d'un moteur à conversion de fréquence AC qui délivre un couple élevé.
- ✓ L'écran LCD numérique permet une opération visualisée de manière pratique.
- ✓ Unité de compresseur importée avec réfrigérant non CFC R404a.
- ✓ Elle dispose d'un dispositif de verrouillage automatique, de détection de survitesse, de détection de sur température, de détection de déséquilibre et d'un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ La configuration essentielle inclut l'échange de rotor, la vitesse/RCF, le temps, la température, 9 niveaux d'accélération et de décélération, et constitue le choix le plus économique.
- ✓ La bague scellée en sil astic est conforme aux BPF et certifiée FDA des États-Unis.

**#Letsgivingore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



**KALSTEIN® Centrifuges**

Centrifugeuse réfrigérée à haute vitesse sur pied

Modèle YR0115

**Spécifications techniques:**

<b>Modèle</b>	YR0115
<b>Vitesse maximale</b>	25000r/min 21000r/min
<b>FCR max.</b>	64983xg 50400xg
<b>Capacité maximale</b>	4x1000ml 6x500ml
<b>Précision de la vitesse</b>	± 10r/min
<b>Réglage de l'heure</b>	1s~99h 59min59s
<b>Réglage de la température</b>	-20 °C ~ +40 °C
<b>Précision de la température</b>	±1 °C
<b>Unité de compression</b>	Unité de compression French Tecumseh R404a
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)
<b>Alimentation</b>	AC220V, 50Hz-60Hz
<b>Consommation</b>	5kw
<b>Dimension (L×W×H)</b>	710mm×840mm×1200mm
<b>Taille d'emballage (L×W×H)</b>	889mm×960mm×1450mm
<b>Poids net (pas de rotor)</b>	290kg



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



**KALSTEIN® Centrifuges****Centrifugeuse réfrigérée à haute vitesse sur pied****Modelé YR0115**

 <p><b>No.1</b></p>	<p>Capacité : 24x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 25000r / min / 21000r / min RCF max : 64983xg / 50400xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>	 <p><b>No.2</b></p>	<p>Capacité : 24x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 25000r / min / 21000r / min RCF max : 64983xg / 50400xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>
 <p><b>No.3</b></p>	<p>Capacité : 8x50ml Vitesse maximale : 18000r / min FCR max. : 40930xg Adaptateur : 10ml、20ml</p>	 <p><b>No.4</b></p>	<p>Capacité : 6x250ml Vitesse maximale : 14000r / min / 12000r / min RCF max : 30200xg / 22470xg Adaptateur : 50ml、100ml</p>
 <p><b>No.5</b></p>	<p>Capacité : 6x500ml Vitesse maximale : 10000r / min / 9000r / min FCR max. : 17800xg/14400xg Adaptateur : 50ml、100ml、250ml</p>	 <p><b>No.6</b></p>	<p>Capacité : 4x1000ml Vitesse maximale : 8000r / min RCF max : 12879xg Adaptateur : 250ml、500ml</p>
 <p><b>No.12</b></p>	<p>Contenance : 8x100ml Vitesse maximale : 14000r/min FCR max. : 26952xg Adaptateur : 10ml、20ml</p>	 <p><b>No.14</b></p>	<p>Capacité : 32x15ml (rond) Vitesse maximale : 14000r / min RCF maximum : 34512xg Adaptateur : 5ml、10ml</p>
 <p><b>No.25</b></p>	<p>Capacité : 12x15ml (conique) Vitesse maximale : 16000r / min RCF maximum : 30194xg</p>		

#Let'sgive**more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



**KALSTEIN® Centrifuges**

Centrifugeuse réfrigérée à haute vitesse sur pied

Modèle YR0115



Rotor d'angle	Capacité	Max. Vitesse	Max.RCF
N°1	10x5ml	25000r/min/21000r/min	64983xg/50400xg
N°1	36x1.5/2.2ml 16x10/5ml	21000r/min	50400xg
N°2	12x20ml	16500r/min	31100xg
N°3	18x10ml	21000r/min	50400xg
N°5	6x70ml	15000r/min	25700xg
N°11	6x50ml	20000r/min	43000xg
N°13	6x250ml	12000r/min	22470xg
N°17	6x600ml	7000r/min	9100xg
Rotor continu			
N°11/N°23	1000ml	16000r/min	28100xg
N°12/n°24	3000ml	10000r/min	14800xg
Rotor pivotant			
N°7/N°20	Microplaque 2x2x96	4000r/min	2236xg
N°8/N°20	4x750ml	5000r/min	5470xg
N°13/N°7	4x50ml 4x85ml 32x15ml	10000r/min/5000r/min	15316xg/4390xg
N°19	96x10ml 72x15ml 20x50ml	5000r/min	4390xg
N°20	Microplaque 2x2x96	4000r/min	2236xg
N°21	4x50ml/4x85ml	8000r/min	9800xg



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>  
<https://www.kalstein.fr/>

