



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée à haute vitesse sur pied****Modèle YR0117-3****Description du produit:**

Elle est équipée d'un contrôle micro-informatique, d'un verrou électronique et d'un moteur à conversion de fréquence AC qui délivre un couple élevé..

Performances techniques :

- ✓ La capacité maximale du rotor oscillant est de 6X1200ml.
- ✓ Elle est équipée d'un contrôle micro-informatique, d'un verrou électronique et d'un moteur à conversion de fréquence AC qui délivre un couple élevé.
- ✓ L'écran tactile LCD facilite l'opération visualisée.
- ✓ Unité de compresseur importée avec réfrigérant non CFC R404a.
- ✓ La reconnaissance automatique du rotor garantit la sécurité pour le choix de plusieurs rotors.
- ✓ Jusqu'à 100 programmes utilisateur peuvent être stockés pour répondre à davantage de demandes.
- ✓ Elle dispose d'un dispositif de verrouillage automatique, de détection de survitesse, de détection de sur température, de détection de déséquilibre et d'un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ Elle propose 9 niveaux d'accélération et 10 niveaux de décélération pouvant être réglés selon les différentes exigences. Une décélération libre est disponible.
- ✓ Bague scellée en sil astic conforme aux BPF et certifiée FDA des États-Unis.

**#Letsgivingore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée à haute vitesse sur pied****Modèle YR0117-3****Spécifications techniques:**

Modèle	YR0117-3
Vitesse maximale	6000r/min
FCR max.	6680xg
Capacité maximale	6x1200ml
Précision de la vitesse	± 10r/min
Réglage de l'heure	1s~99h 59min59s
Réglage de la température	-20 °C ~ +40 °C
Précision de la température	±1 °C
Unité de compression	Unité de compression French Tecumseh R404a
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	AC220V, 50Hz 30A
Consommation	5kw

**#Letsgivingore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à haute vitesse sur pied

Modelé YR0117-3



 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 6x500ml Vitesse maximale : 6000r/min RCF max : 66800xg Adaptateur: 50 ml、 100 ml、 250 ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 6x1200ml Vitesse maximale : 4200r / min RCF max : Adaptateur 5100xg : rond de 1200 ml Seau、 1200ml PP Bouteille、 1200ml ovale Seau、 316L SS Seau、 6x1000ml、 6x500ml、 6x300ml、 6x250ml、 6 x3 x 100ml、 6 x5 x 50ml、 6 x13x20ml、 6 x15x 15ml、 6 x19x 10ml</p>  <p>1200ml Round Bucket</p>  <p>1200ml PP Bottle</p>  <p>1200ml Oval Bucket</p>  <p>316L SS Bucket</p> 
---	---	--	---



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without freezing and without drying.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

