



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.

Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.

Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...

#Letsgivemore

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.

Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.

Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.

Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.

Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée de table

Modèle YR127



Description du produit :

La centrifugeuse réfrigérée de table est une centrifugeuse de laboratoire de routine, largement utilisée dans les départements de recherche, d'éducation et de production de la biologie, de la chimie, de la médecine, etc. Elle est utilisée dans les laboratoires, la recherche scientifique, les écoles et d'autres départements, et convient à la séparation rapide et à la synthèse d'échantillons à l'état de traces.

La centrifugeuse réfrigérée de table extrait principalement les composants requis du mélange liquide. En fonction de la densité de chaque substance, après une rotation à grande vitesse, le liquide dense descend dans la couche inférieure et le liquide de faible densité flotte dessus, ce qui permet de stratifier le liquide. Raffiner les choses pures dont j'ai besoin. Il est utilisé dans de nombreux domaines tels que la médecine et l'industrie chimique.



Performances techniques:

- ✓ Commande par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable, faible bruit et grande précision de la vitesse.
- ✓ Panneau tactile, fonctionnement programmable, les données de fonctionnement peuvent être définies en fonction des besoins et stockées automatiquement.
- ✓ Affichage LED ou LCD, interface conviviale, opérations simples et pratiques.
- ✓ La conversation en temps réel de la vitesse et du RCF est pratique pour les opérations.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif de verrouillage automatique, d'un dispositif de sécurité en cas de survitesse, d'un dispositif de sécurité en cas de surchauffe, d'un dispositif de sécurité en cas de déséquilibre et d'un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ d'alarme automatique.
- ✓ Il dispose de 9 fichiers de niveaux d'accélération et de décélération pour votre choix.
- ✓ Anneau scellé en silicone conforme aux BPF. Certifié par la FDA américaine.



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée de table

Modèle YR127



Spécifications techniques :

Modelé	YR127
Vitesse maximale	18000r/min
FCR max.	23755×g
Capacité maximale	100 ml×4
Précision de la vitesse	± 30r/min
Réglage de l'heure	1min~99h 59min /1min~99min
Réglage de la température	-20 ~ +40 °C
Précision de la température	±1 °C
Unité de compresseur	Sans CFC R134a
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	AC110V/60Hz AC220V/50Hz
Dimension (L×W×H)	600mm×470mm×330mm
Taille d'emballage (L×W×H)	720mm×610mm×430mm
Poids net	50kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée de table



Modèle YR127

 <p>No.1</p>	<p>NO.1</p> <p>Capacité : 1,5 ml/2,2 ml×12 Vitesse : 18000r/min RCF : 22530×g</p> <p>Adaptateurs : 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>NO.2</p> <p>Capacité : 1,5 ml/2,2 ml×24 Vitesse : 16000r/min RCF : 23755×g</p> <p>Adaptateurs : 0,2 ml, 0,5 ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>NO.3</p> <p>Capacité : 5 ml×10 Vitesse : 13000r/min RCF : 11400×g</p> <p>Adaptateurs : 0,5 ml, 1,5 ml</p>	 <p>No.3</p>	<p>NO.3</p> <p>Capacité : 5 ml×12 Vitesse : 13000r/min RCF : 11400×g</p> <p>Adaptateurs : 0,5 ml, 1,5 ml</p>
 <p>No.4</p>	<p>NO.4</p> <p>Capacité : 2×48 puits Vitesse : 3000r/min RCF : 1400×g</p>	 <p>No.5</p>	<p>NO.5</p> <p>Capacité : 0,5×36 ml Vitesse : 13000r/min RCF : 16760×g</p>
 <p>No.5</p>	<p>NO.5</p> <p>Capacité : 0,5 × 48 ml Vitesse : 13000r/min RCF : 16760×g</p>	 <p>No.5</p>	<p>NO.5</p> <p>Capacité : 10 ml×12 Vitesse : 13000r/min RCF : 16760×g</p> <p>Adaptateurs : 1,5 ml, 5 ml</p>
 <p>No.5</p>	<p>NO.5</p> <p>Capacité : 15 ml×8 Vitesse : 13000r/min RCF : 16760×g</p> <p>Adaptateurs : 1,5 ml, 5 ml</p>	 <p>No.6</p>	<p>NO.6</p> <p>Capacité : 50 ml×6 Vitesse : 12000r/min RCF : 13000×g</p> <p>Adaptateurs : 15 ml, 20 ml</p>
 <p>No.6</p>	<p>NO.6</p> <p>Capacité : 100 ml×4 Vitesse : 12000r/min RCF : 13000×g</p> <p>Adaptateurs : 10 ml, 20 ml</p>	 <p>No.7</p>	<p>NO.7</p> <p>Capacité : 10 ml×4 Vitesse : 6000r/min RCF : 3200×g</p>



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+(33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.