



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée de table de grande capacité****Modelé YR120-1****Description du produit:**

Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable à courant alternatif qui fournit un couple élevé.

Performances techniques :

- ✓ Cette machine est équipée d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'affichage numérique permet de visualiser facilement les opérations.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R134a sans CFC.
- ✓ L'appareil est équipé d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de survitesse, de surchauffe et de déséquilibre.
- ✓ Il y a 9 niveaux d'accélération et de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.

**Spécifications techniques:**

Modèle	YR120-1	YR124-2
Vitesse maximale	8000r/min	5000r/min
FCR max.	9100xg	4390xg
Capacité maximale	4x250ml	72x7ml
Précision de la vitesse	± 30r/min	
Réglage de l'heure	1 min ~ 99 min	
Réglage de la température	-5 °C ~ +35 °C	
Précision de la température	±1 °C	
Unité de compression	Unité de compression French Tecumseh R134a	
Bruit	<65 dB(A)	
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
Consommation	1.2kw	
Dimension (L×W×H)	460mm×710mm×420mm	
Taille d'emballage (L×W×H)	580mm×730mm×520mm	
Poids net (pas de rotor)	80kg	

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S






KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée de table de grande capacité

Modelé YR120-1



Rotor pour YR120-1

 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 4 x250ml Vitesse maximale : 4300r/min RCF maximale : 3582xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x9 x1.5ml, 4 x7 x5ml, 4 x9 x5ml /7ml (tube à vide de sang), 4 x7 x10ml (filetage interne), 4 x5 x15ml, 4 x4 x20ml, 4 x50ml, 4 x100ml</p> 	
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 8x100ml Vitesse maximale : 8000r/min RCF maximale : 9100xg Adaptateur : 10ml, 20ml</p>		



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée de table de grande capacité****Modelé YR120-1****Rotor pour YR120-1 et YR124-2**

 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 4 x100ml Vitesse maximale : 5000r/min RCF maximale : 4390 xg</p>	<p>Adaptateur : 4x4x1,5ml, 4 x4 x5ml/7ml, 4 x2x 5ml, 4 x3 x10ml, 4 x15ml, 4 x20ml, 4 x50ml</p>	
 <p>No.2</p>	<p>Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximale : 2810 xg</p>	<p>Adaptateur : 4x2x1.5ml, 4x4x1.5ml, 4x6x1.5ml, 8x4x1.5ml, 4x2x5ml/7ml, 4 x4x5ml/7ml, 4 x6x5ml/7ml, 8x4x5ml/7ml, 4 x 2 x 10ml, 4 x 4 x 10ml, 4 x 6 x 10ml, 8x4x10 ml, 4 x 2 x15ml, 4 x2 x20ml, 4 x4 x15ml, 4 x6 x15ml, 8x4x15ml, 4 x2 x50ml</p>	
 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 4 x18x7ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximale : 2810xg Tube de 75mm de long seulement</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 4 x12x7ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximale : 2810xg Tube de 75mm & 100mm de long</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 2x2 x96 Vitesse maximale : 4000r/min ACR maximale : 2200 xg (godet pour microplaques)</p>		

#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of equipment in a laboratory.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device that is one of the most important equipment that is used to maintain, in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

